

- Κontroliera att kolen är helt tynskt för att undvika felaktiga blandningsförhållanden mellan pulver och vätska.
- Kapseln skall aktiveras direkt före tillblandningen och användas omedelbart.
- Sätt omedelbart kapseln i blandningsapparaten (eller amalgamblandare).Blanda under 10 sekunder(4.000 RPM) (Fig.3)
- FYLNINGSTEKNIK
 - Preparera kaviteten på vanligt sätt. Underskär är onödiga.
 - Rengör kaviteten med vatten och blås ton1,UNDIK DEHYDRERING. CAVITY CONDII ONER eller DENTIN CONDITIONER rekommendas för borttagning av smear layer*. För pulpaöverkappning, använd kalciumhydroxid.
 - Blanda cementet. Arbetstiden är 2 min. från början av tillblandningen vid 23°C. Högre temperatur förkortar arbetstiden.
 - Avlägsna omedelbart den blandade kapseln och sätt den i en GC Capsule Applier.
 - Gör två frammatningar av pistolens kolv. Insera sedan (Fig. 4).
 - Avlägsnafukt på kavitetsväggarna UNDIK DEHYDRERING.
 - Applciera blandningen direkt i kaviteten så att luftblåsor undvikas. Obselvera :
 - För att justera riktningen på spetsen, håll appliceringspistolen med kapseln mot Dig och vridkapselkroppen.
 - Tryck på frigöringsknappen för att avlägsna en använd kapsel. Vrid kapseln och dra den uppåt.
 - Forma den preliminära konturen och täck med en matris om så behövs.
 - När cementet hårdnat avlägsnas matrisen och fyllningens yta täcks omedelbart med GC Fuji VARNISH (blåses torr) eller GC Fuji COAT LC (ljushårdas).
- FINISHERING
 - Snåblåsmetoden (kollt vid första besöket)
 - Efter den initiala stellingningen korrigeras formen på vanligt sättUTAN VATTENBEGJUTNING.
 - Täck fyllningen med GC Fuji VARNISH eller GC Fuji COATLC och vänta i cirka 15 minuter.
 - Därefter slutput sas fyllning en und er vattenbegjuttingpå vanligt sätt.
 - Applciera ett avslutande skikt GC Fuji VARNISH (torblåstras) eller GC Fuji COAT LC (ljushårdas under 10 sek.) <Jer G-COAT PLUS (ljushardas under 20 sek.).
 - Standardmetoden.
 - Justera och poleta fyllingen på vanligt sätt undervattenbegjutting efter24 timmar.

FÖRVARING

Rekomn er attion för bästa resultat: Förvara i rumstemperatur (4-25°C).

FÄRG.

Nr 21	Pale yellow	Nr 23	Dark grey
Nr 22	Yellow brown	Nr 23M	Deep grey
Nr 22,5	Gray Brown	Nr 26	Deep brown

FÖRPACKNINGAR

- Förpackning med 50 kapslar i sorterade färger {
 - 5 st av vardera nr 21, 26, 10 st av vardera nr 22, 22,5,23, 23M).
- Förpackning med 50 kapslar av samma färg
 - * Varje kapsel innehåller i genomsnitt: 0,30g pulver och 0,11g (0,09ml) vätska.
 - * Varje kapsel ger minst 0,2 ml färdigblandat cement.

Tillbehör : GC Capsule Applier (1 st).

NOTERA

- If all mater ialet kommer i direkt kootakt med mjukvävnad eller hud, avlägsna det genast med en pellet dränkt i alkohol. Spola med vatten.
- Vid kontakt med ögonen, spola med vatten och remittera till läkare.
- I sällsynta fall kan produkten framkalla allergi hos känsliga personer.
 - Hall sådana reaktioner skulle uppträda, avbryt användningen av produkten och remitera till läkare.
- Använd alltid handskar,munskydd om skyddsåtgäson eller annan personlig skyddsutrustning.

Vissa produkter som härfts as till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga enligt med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkhetetsdatablad.Dessa finner ni på:
https://www.gc.dental/europe
Dessa kan också erhållas från din leverantör.

För sammenfattringen av Sakerhet och Klinisk prestation(SSCP) var vänlig se EUDAMED databas(link) eller kontakta oss: Regulatorygc@gc.dental

Rapportering av önskade effekter
Om du upptäcker någon form av önskade effekter, reaktioer eller liknoode händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta väksamhet systemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via denna link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
såväl som vårt interna väksamhets-system:
vigilance@gc.dental

På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt .

Reviderad senast: 01/2024

GC Fuji™ II CAPSULE

CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO RADIOPACO PARA RESTAURAÇÃO EM CÁPSULAS

Para utilização apenas por um profissional dentário nas indicações de utilização.

INDICAÇÕES

- Restauração de dentes deciduais.
- Reconstrução do falso cota.
- Restauração de cavidades de classe III, V e de classe I limitadas.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Proteção pulpar direta.
- Evite utilizar este produto em dentes com alergias conhecidas ao cimento de ionômero de vidro.

COMPOSIÇÃO

Proporção: Fluoroaluminossilicato de vidro, Ácido polacrilico, Pigmento.
Mquido: Água destilada, Ácido polacrilico, Ácido carboxílico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Proporção pó Mquido (g/g)	0,30/0,11
Tempo de mistura (min., seg.)	10"
Tempo de trabalho (min., seg.) (a 23°C) (desde o início da mistura)	2' 00"
Tempo líquido de endurecimento (min., seg.)	15'00"

ISO 9917-1 Cimento de poliacenoato de vidro, Restauração

1. ACTIVACÃO DA CÁPSULA E MISTURA

- Antes de acivar, agite a cápsula ou bata com o lado desta numa superfície dura, para sdarfo (Fig.1).
- Para activar a cápsula, empurre o êmbolo até este ficar nivelado com o corpo principal e mantenha-o pressionado por 2 segundos (Fig.2).

Nota:

- Certifique-se de que o êmbolo esteja totalmente pressionado para evitar a mistura errada de pó e líquido.
- A cápsula deve ser adivada imediatamente antes da mistura e usada imediatamente.
- Coloque-o imediatamente em um misturador (ou em amalgamador) e misture por 10 segundos (e 4.000 RPM) (Fig.3).

2. TECNICA DE RESTAURACÃO

- Prepare o dente segundo as têm icas padronizadas. Não é necessária retenção mecânica extensa.
- Lave e seque, mas NAO SEQUE COMPLETAMENTE.Recomenda-se e a utili zação do CONDICIONADOR CAVITARIO GC ou o CONDICIONADORDA DENTINA GC para remover a smear layer. Para tapar a polpa, utilize hidróxido de cálcio.
- Misture o cimento. O tempo de trabalho é de 2 minutos desde o início da mistura a 23°C (73,4°F). Temperaturas mais altas encurtam o tempo de trabalho.
- Retire imediatamente a cápsula misturada do misturador e carregue-a no Aplicador de Cápsula GC.
- Dê dds cliques para ferrar/preparar a cápsula e depois a seringa (Fig.4).
- Elimine a humidade da superfície, mas NAO SEQUE COMPLETAMENTE.
- Aplique o cimento directamente na cavidade preparada. Evite a formação de bolhas de ar.

Nota:

 - Para ajustar a direcção do bocal, segure no aplicador com a cápsula voltada para si e rode o corpo da cápsula.

- Para remover a cápsula usada, prima o botão de libertação do ap arador. Rode a cápsula e puxe para cima.
- Esculpa o contorno preliminar e culfa com uma matriz se necessário.
- Depois de prender, remova a matriz e aplique imediatamente verniz GC Fuji VARNISH (secar oom ar) ou revestimento GC Fuji COATLC (fotopolimerizar).
- ACABAMENTO
 - Tratamento numa só consulta
 - Após presa inicial, corrija o contorno SEM UTILIZAR SPRAY DE AGUA, conforme as técnicas padronizadas.
 - Aplique verniz GC Fuji VARNISH ou revestimento GC Fuji COATLC e aguarde cerca de 15 minutos.
 - Pode agora proceder ao acabamento final e polimento com spray de água.
 - Aplicar la capa final de GC Fuji VARNISH (so ar en seco) o GC Fuji COAT LC (fotocurar durante 10 s.) o G-COAT PLUS (fotocourar durante 20 s.)
 - Técnica padronizada
 - 24 hecas após a aplicação, proceda ao acabamento e polimento da restauração com spray de água, conforme as técnicas padronizadas.

ARMAZENAMENTO

Para um des empenho ideal, é recomendado armazenar em temperatura de 4-25°C (39,2-77,0°F).

TONALIDADE

No. 21	amarelo pálido	No. 23	cimento escuro
No. 22	amarelo acastanhado	No. 23M	cimento profundo
No. 22,5	cimento acastanhado	No. 26	castanho profundo

EMBALAGENS

- Embalagem variada 50 cápsulas
 - (5 un. No. 21, 26, 10 un. No. 22, 22,5, 23, 23M).
- Embalagem de uma cor: 50 cápsulas
 - * Conteúdo médio por cápsula: 0,30g de pó e 0,11g (0,09mL) de líquido
 - * Volume líquido mínimo de cimento misturado por cápsul a: 0,12 mL.

CUIDADO

- Em caso de contacto com o tecido oral ou pele, retire imediatamente com uma esponja ou algcoálo embeb id o em álcool. Lave com água.
- Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e consulte um médico.
- Emcasosarros, o produto pode provocar reacções de sensibilidade em algumas pessoas. Caso observe alguma reacção descon geneiro, interrompa o uso do produto e refira o doente a um médico.
- Equipamentos de protecçãoindividual (EPI) tais como luvas, máscaras e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em:
https://www.gc.dental/europe
Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Para o Resumo de Segurança e Desempenho Clínico (SSCP), consulte a base de dados EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou contacte-nos em Regulatorygc@gc.dental

Relatório de eletos indesejados:

Se você tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito indesejado, reação ou situações semelhantes experimentados pelo uso deste produto, incluindo aqueles não listados nesta instrução para uso, por favor comunique-os eletronicamente através do sistema de vigilância correspondente, selecionando a autoridade apropriada de seu país acesível através do seguinte link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

bem comoa nosso sistema interno de vigilância:
vigilance@gc.dental
Desta forma, você contribuirá para melhorar a segurança deste produto

Última revisão : 01/2024

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

GC Fuji™ II CAPSULE

ΑΚΙΝΟΣΚΕΡΗ ΥΑΛΙΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑΙ ΟΚΑΤΑΣΤΑΞΗΣ ΚΛΗΘΥΑΣ

Για χρήση μόνο από επαγγελματίες οδοντοπο στος ενδείξεις χρήσης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αποκατάσταση νεφρών δοντιών.
- Αποκατάσταση μολής με δόνα.
- Αποκατάστασηκακοήγητων ή των, Νηρια περιορισμένη έκτασης της ραχιάς.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ασθενή κάλυψη του παλμού.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος αυτού σε ασθενείς με γνωστή αλλεργία στο υαλοϊονομερή υλικό.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Αναλογισθόρασ-αλοϊονο-μερική γυαλί, Πολυακυρλικό οξύς, Χρωστική, Υγρού: Αποσταγμένο νερό, Πολυακυρλικό οξύς, Καρβοξυλικό οξύ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναλογία σκόνης/υγρού (g/g)	0,30 / 0,11
Χρόνοςαναμίξη(σημ ά, δευτ)	10"
Χρόνος επεξεργασίας (λεπτά, δευτ) (ήτους 23°C) (από την έναρξη της ανάμιξης)	2'00"
Καθαρός χρόνος στερεοποίησης (λεπτά, δευτ)	2'20"
Χρόνος μ έρα την τελική λ ι σηση (37°C/99°F, από την αρχή της ανάμειξης) (min,sec)	15'00"

ISO 9917-1 Πολυακαρβοξυλική κόνια, Αποκατάσταση

1. ΕΠΕΡΟΤΟΠΗΣΗ ΚΑΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙΕΠΙΜΟΡΦΟΠΟΗΣΗ

- Πριν από την ενεργοποίηση, ανακινήστε την κάpsula ή βάλτε την πλευρά της σε σκληρή επιφάνεια για να χαλαρώσετε τη σκόνη (Εκ. 1).
- Για να ενεργοποιήστε την κάpsula, σπρώξτε το έμβολο μέχρι να συμπίπτει πλήρως με το κυρτό σόμα και κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα (Εκ. 2).

Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι το έμβολο πιέζεται πλήρως για να απορρίψετε την αναδοσμένη αναλογία ανάμειξης σκόνης και υγρού.
- Η κάpsula θα πρέπει να ενεργοποιητα αμέσως πριν από την ανάμειξη και να χρησιμοποιηθεί αμέσως.
- Τοποθετήστε το αμέσως σε ένα μέρ (ή ένα μέρ) και αναμείξτε για 10 δευτερόλεπτα (e 4.000 RPM) (Εκ.3)
- ΤΕΧΝΙΚΗΟΚΑΤΑΣΤΑΞΗΣ
 - Πραγματοποίηση την παρασκευή του δοντιού με τις αναγκαζόμενες τεχνικές. Δεν απαιτείται έκτεταμένη μηχανική συγκράτηση.
 - Επιλύετε και στεγνώστε ολό ΜΗΝ ΑΒΗΥΑΤΩΝΕΤΕ την οδοντική επιφάνεια. Συστημένη η χρήση του παράγοντα διαβρωτικής οδοντιων κολλήτων CAVITY CONDITIONER (ή του παράγοντα διαβρωτικής της οδοντικής DENTIN CONDITIONER) για την απομάκρυνση της ζώνης ζώνης. Για κάλυψη του παλμού, χρησιμοποιήστε υαλοϊόντα του ασθενούς.
 - Αναμείξτε την κόνια. Ο χρόνος επεξεργασίας είναι 2 λεπτά από την έναρξη της ανάμειξης στους 23°C (73,4°F).Σε υψηλότερες θερμοκρασίες απαιτείται μικρότερος χρόνος επεξεργασίας.
 - Αφαιρέστε αμέσως την αναμεμειγμένη κάpsula από τη συσκευή ανάμειξης και τοποθετήστε την στο παλιό εφαρμογής φυλλοστικής GC.
 - Πιέστε με δύο κλικ για την πλήρωση της κάpsulas και στη συνέχεια της στήριξης (Εκ. 4).

- Αφαιρέστε την επανοστική υγρασία ολό ΜΗΝ ΑΒΗΥΑΤΩΝΕΤΕ τις οδοντικές επιφάνειες. Όληστε την κόνια στεγνώσει εντός της παρασκευασμένης κολλήτης.
- Αποφύγετε το σχηματισμό φυσαλίδωναέρα.

Σημείωση:

 - Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του ακροφυσίου, κρατήστε το τηστόλ εφαρμογής με την κάpsula προς το μέρος σας και στρέψτετε κατάλληλα το κυρτό σόμα της κάpsulas.
 - Για να αφαιρέσετε τη χρησιμοποιημένη κάpsula, πιέστε το κομμάτι σταθευτήρωσης του παλιού εφαρμογής. Περιτρίστετε την κάpsula και τραβήξτε προς το πάνω.
- Στηρίξτετε το βασικό περιβάριο της αποκατάστασης χρησιμοποιώντας διαμορφωτή ταπία.
- Αφού το υλικό στερεοποιηθεί, αφαιρέστε τη θήκη και εφαρμόστε αμέσως το βερνίκι GC Fuji VARNISH (βουτήξτε να στεγνώσει ή) τον παράγοντα επικόλλησης GC Fuji COAT LC (φωτοπολυμερίστε).

3. ΛΕΑΝΩΣΗ

- Ολοκλήρωση σε μία επίσκεψη

- Μετά από την αρχή στερεοποίησης, δοορθεύστετε περιγράμμο ΧΩΡΙΣ ΨΕΚΑΣΜΟ ΝΕΡΟΥ χρησιμοποιώντας τις αναγκαζόμενες τεχνικές.
- Εφαρμόστε το βερνίκ GC Fuji VARNISH ή τον παράγοντα επικόλλησης GC Fuji COAT LC και περιτρέξτε για 15 λεπτά περίπου.
- Τώρα μπορείτε να προβείτε στην οστική/λέκων και στηθωση με ψεκασμό νερού.
- Τοποθετήστε τελικό στρώμα του βερνίκου GC Fuji VARNISH (βουτήξτε ναστεγνώσει) ή του GC Fuji COAT LC (φωτοπολυμερίστε για 10 sec.) ή του G-COAT PLUS (φωτοπολυμερίστε για 20 sec.).

- Τυμκήμέθοδος
 - 24 ώρεςαπό την τοποθέτηση, προβείτε στη/λέκων και στηθωση της αποκατάστασης με ψεκασμό νερού χρησιμοποιώντας τις αναγκαζόμενες τεχνικές

ΦΥΛΑΞΗ

Για άοανή απόδοση των προϊόντων συστήματα η φύλαξη σε θερμοκρασία 4-25°C (39,2-77,0°F).

ΑΠΟΚΡΑΞΕΙΣ

Αρ. 21	απόλό κίτρινο	Αρ. 23	ακούρα γκρι
Αρ. 22	υποκίτρινο καφέ	Αρ. 23M	βαθύ γκρι
Αρ. 22,5	γκρι-καφέ	Αρ. 26	βαθύ καφέ

ΣΥΝΘΕΣΗ

- Τετ συνθε υαλοος
 - 50 κάpsulas (5 τυ, Αρ. 21, 26,10 τυ η Αρ. 22, 22,5, 23,23M).
- Συσκευασία μινον απόσυρωσης: 50 κάpsulas
 - * Μέσο περιεχόμεο κάpsulas: 0,30g σκόνη και 0,11g (0,09mL) υγρό.
 - * Ελάχιστος καθαρός όγκος αναμεμειγμένης κόνιας ανά κάpsula: 0,12mL.

Προσρετιώ. Παλιόλ εφαρμογής κάpsulas GC (1 τυαπό).

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε περίπτωση τπάρης του υλικού με τους μαλκάσιους ιστούς ή το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως με μία γόα ή βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα. Επιλύετε με άφθονο νερό.
- Σε περίπτωση επαής του υλικού με τους σφαλμούς, επιλύετε αμέσως με νερό και αποτρίστετε σερπεί σφαλμού.
- Σε σπής εξαρτισμάςος το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ευαισθησία σε οραμένια άσπρα. Σε περίπτωσηπύσσουαυδούς αντιδράσεων, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Ο προσωτικός εξοπλισμός ασφαλείας (PPE) όπως γάντια, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιησιτα.

Κάpsula από το προϊόντα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης μπορεί να τοδομηθών υα επιπλέοντα σάφωνα με το σύστημα GHS. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας που διατίθενται στις διεύθυνσεις https://www.gc.dental/europe Μπορείτε να τις προμηθευτείτε και από τον προμηθευτή σας.

Για την Περίληψη της Ασφάλειας και της Κλινικής Απόδοσης (SSCP) ανατρέξτε στη βάση δεδομένων EUDAMED(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ή επικοινωνήστε μαζί μας στο Regulatorygc@gc.dental.

Αναφορά να αναμείχεται ενέργειας.
Αν εφαρμόσετε να συσσίτρετε αναμείχτη ενέργεια, αντίθεση ή παρμόσια γεννάται από τη χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και όταν, ένα σφαλμόνα στο παρμόσια οδηγίες χρήσης παρακαλούμε βρήστε τις αμέσως στο εδωκό σύστημα επιλέγοντας την κατάλληλη σφή ή της χώρας στο που μπορείτε να βρείτε μέσα από την ακόλουθη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
καθώς και στο εσωτερικό σύστημα ασφαλείας της εταιρείας:
vigilance@gc.dental

Με τον τρόπο αυτό συντάχεται στην βελήωση της ασφαλείας χρήσης αυτού του προϊόντος.

Τελευταία αναθεώρηση κελεύου: 01/2024

Lue ohjeet huoltuotteille ennen käyttöä.

GC Fuji™ II CAPSULE

RADIO-OPAAKKI LASH-IONOMEERITÄYTEMATERAALI KAPSELEISSA

Vain hammassääkäin käyttöön käyttöaiheiden mukaisesti.

INDIKAATIOIT

- Maitohampaiden paikkaaminen
- Pilarin rakentaminen en
- Luokan III ja V kaviteetti en täytettyt ja rajoitetusti luokan I kaviteettien täytteet

KONTRAINDIKAATIOIT

- Suora pulpan kattaminen.
- Vältä tuotteen käyttöä potillailla, joiden tiedetään olevan allergisia lasi-ionomeerille.

KOOSTUMUS

Jauhe: Fluori-alumini-silikaattilasi, polyakryylihappo, pigmentti
Neste: Vesi, polyakryylihappo, karboksyylihappo

KAVITTOOHJEET

Jauheen ja nesteen suhde (g/g)	0,30 / 0,11
Sekoitusajka (s)	10"
Työskentelyajka (min., s)	2'00"
Kovettumisaika (netto) (min., s)	2'20"
Viimeistelyajka (37°C/99°F; sekoituksen alusta) (min., sek.) (min., sek.)	15'00"

ISO 9917-1 Lasipolyakenoaatiosementti, Restauraatio

- KAPSELIN AKTIIVOIMINEN JA SEKOITTAMINEN
 - Ravista kapselia tai naputtele sitä kovaa pintaa vasten ennen kapselin aktivoimista, jotta jauhe irtoaa (Kuva 1).
 - Työnnä mäntää kapselin aktivoimiseksi, kunn es mäntä on rungon tasolla (Kuva 2).
 - Aseta kapseli välittömästi metalliseen GC Capsule Applier -viejään ja paina kerran vivusta (Kuva 3). Kapseli on nyt aktiivitu.
 - Huom. Kapseli on aktiivettava juuri ennen sekoittamista ja käytett ävä heti.
 - Aseta kapseli välittömästi kapselisekoittajaan ja sekoita 10 sekuntia (± 4000 rpm) (Kuva 4).
- TYÖSKENTELYTEKNIikka
 - Preparoi hampas tavanomaisin menetelmin. Voimakas mekaaninen retentio ei ole tarpeen.
 - Pese ja kuivaa, mutt a ÄLÄ KUIVATA LIKAA. Smear layerin poistamiseen on suositeltavaa käyttää CAVITY CONDITIONER - tai DENTIN CONDITIONER -esikäsittelyainetta. Käytä pulpan kattamiseen kalsiumhydroksidia.
 - Sekoita sementti. Työskentelyaikaa on 23°Ceen lämpötilassa 2 minuutti a sekoitt amis en aloittamisesta. Korkeammat lämpötilat lyhentävät työskentelyaikaa.
 - Poista sekoitettu kapseli välittömästi sekoitt ajasta ja aseta se GC Capsule Applier -viejään.
 - Poista ilma painamalla kaksi kertaa (Kuva 5).
 - Poista kosteus hampaan pinnalta, mutt a ÄLÄ KUIVATA LIIK AA.
 - Annoeste sementti preparoidulle pinnalle. Vältä ilmakuplien syntymistä.
 - Huom.
 - Kohdistaaaksesi suuaikon tarkasti voit pidellä pistoolia kapseli si eesi päin ja kääntää kapselin runkoa.
 - Käytetty kapseli poistetaan pistoolista olevaa vapautuspainiketta. Kierä kapselia ja työnnä ylös-pain.
 - Mu ottele täyte, käytä tarpeen vaatiessa matrisia.
 - Kun materiaali on kovettunut, poista matrisi ja levitä ä heti GC Fuji VARNISH (kuivaa ilmalla) tai GC Fuji COAT LC (valokoveta).
- VIIMEISTELY
 - Yhden vastaantott okäynnin hoito
 - Kun materiaali on jonkin verran kovettunut, viimeiste täyte ILMAN VESISUIHUA tavanomaisia menetelmiä käyttäen.
 - Levitä GC Fuji VARNISH tai GC Fuji COAT LC ja odota noin 15 minuuttia.
 - Voit nyt suorittaa lopullisen viimeistelyn ja kiillotuksen vesisuihukaa käyttäen
 - Levitä viimeinen kermis GC Fuji VARNISH- (kuivaa ilmalla) tai GC Fuji COAT LC -pinnoitetta (valokoveta 10 sekunnin ajan) tai G-COAT PLUS -pinnoitetta (valokoveta 20 sekunnin ajan).
 - Väkiomenetelmä
 - Viimeist ele ja kiillota täyte 24 tunnin kuluuttua vesisuihukaa ja tavanomaisia menetelmiä käyttäen.

SÄILYTYS

Käyttövarmuuden takaamiseksi suosittelemme säilytystä huoneenlämmössä (4- 25°C).

SÄVYT

No. 21	pale yellow	No. 23	dark grey
No. 22	yellow brown	No. 23M	deep grey
No. 22,5	grey brown	No. 26	deep brown

PAKKAUS

- Yhdistelmäpakkaus
 - 50 kapselia (5 kpl värejä 21 ja 26; 10 kpl värejä 22, 22,5, 23 ja 23M).
- Yhden värin pakkaus: 50 kapselia
 - * Keskimääräinen sisältö kapselia kohti; 0,3 g jauhetta ja 0,11 g (0,09 ml) nestettä.
 - * Vähimmäistilavuus sekoitettua sementtiä a kapselia kohti (netto): 0,12 mL.

Isävaruste: GC Capsule Applier (1 kpl)

VAROITUKSET

- Jos tuotetta pääsee suun alueen kudoksille tai iholle, poista se välittömästi alkoholilla kastetulla pumpullitupolla tai sienellä. Huuhdo vedellä.
- Jos tuotetta pääsee silmiin, huuhtelee välittömästi vedellä ja hakeudu lääkäriin hoitoon.

Jotkin tässä käy ttöohjeissa mainitut tuotteet saatetaan GHS-järjestelmässä luokitella vaaralliksi siksi. Tutustu aina käyttötallisuus tiedotteisiin osoitteessa https://www.gc.dental/europe. Käytt öturva lisäedotteet ovat saatavilla myös jälleenympyllä.