

ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν CANAL DETECTOR προορίζεται για την εντόπιση των εκβολών ριζικών καναλιών κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας. Η μπλε βαφή που περιέχεται στο προϊόν διασώζει στις εκβολές των καναλιών και τα χρωματίζει μπλε, καθιστώντας ευκολότερη την εύρεση των εκβολών των κύριων ριζικών καναλιών και τον εντοπισμό του ρευμίν.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, βυθίστε το προσαρτημένο απλικατέρ σε αλκοόλη (αιθυλική αλκοόλη) και μετά τοποθετήστε το στη σύριγγα. Αφαιρέστε την οδοντίνη στο σημείο όπου αναμένεται η εκβολή του καναλιού, εφαρμόστε 1-3 σταγόνες του παρασκευάσματος στο κάτω μέρος του θαλάμου των δοντιών, περιμένετε 5-10 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε τον θαλάμο των δοντιών. Τα σημεία με πιο έντονο μπλε χρώμα δείχνουν τις εκβολές ριζικών καναλιών Αφού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αφαιρέστε το έμβολο της σύριγγας για να αποφύγετε τη διαφυγή της ποσότητας του παρασκευάσματος, ξεβιδώστε το απλικατέρ και, στη συνέχεια, κλείστε τη σύριγγα με το λευκό καπάκι. Το προϊόν προορίζεται για πολλαπλή χρήση, ενώ το απλικατέρ προορίζεται για μία χρήση. Η επανάχρηση του απλικατέρ μπορεί να ενέχει κίνδυνο επαναμόλυνσης.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με υπερευαίσθησία στα συστατικά του παρασκευάσματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να συνδέεται με προσωρινό μετεγχειρητικό πόνο. Χρησιμοποιείτε κασκόλ, γάντια μίας χρήσης, υαλιά ασφαλείας/προστατευτική προσωπίδα και ενδυμασία κατά το χειρισμό του προϊόντος. Διατηρείται στην κατάλληλη κατάσταση από παίδα.

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να ενημερωθούν οι κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης ή ο ασθενής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στη αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία κάτω των 25°C. Η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στην άμεση συσκευασία. Μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζει υπό την προϋπόθεση ότι είναι σφιστά κλειστή μετά από κάθε χρήση.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται ή να επιστρέφονται στον κατασκευαστή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μία σύριγγα που περιέχει 2 ml του παρασκευάσματος, τα απλικατέρ μιας χρήσης με πινέλο.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 03.06.2025/12

ET	Juurekanalite avade detektor
----	------------------------------

ENNE KASUTAMIST TUTVUDA ALLTOODUD JUHENDIGA
AINULT ARST-STOMATOLOOGILE KASUTAMISEKS MÕELDUD TOODE

KOOSTISOSAD: metüleenisnine, propüleenglükool, farmakopõa puhtusega vesi.

EESMÄRK

CANAL DETECTOR toode on mõeldud juurekanali avade paiknemiseks endodontilise ravi ajal. Toote sisaldub sinine värv tugipli kanalite avadesse ja muudab need siniseks, muutes peamiste juurekanalite avade leidmise ja pragude leidmise lihtsamaks.

KASUTUSVIIS

Enne protseduuri alustamist kastke lisatud aplikaator piiritsusse (etilülalkohol) ja seejärel asetage seda süstlale. Eemaldage dentiin kanali suu eeldatavast kohast, tilgutage 1-3 tilka preparaati hambakambri põhjasse, oodake 5-10 sekundit, seejärel loputage ja kuivatage hambakambri. Tugevama sinise värvi punktid tähistavad juurekanali avasid. Pärast toote kasutamist tõmmake süstla kolb välja, et vältida preparaadi liigse eraldumist, keerake aplikaator lahti ja sulgege seejärel süstal valge korgiga.

Toode on mõeldud mitmekordseks kasutamiseks, kuid aplikaator on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Aplikaatori mitmekordne kasutamine võib põhjustada uuesti infektsiooni ohtu.

VASTUNÄIDUSTUSED

Arge kasutage patsientidel, kellel on ülitundlikkus preparaadi koostisosade.

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

Endodontilise raviga võib kaasneda ajutine protseduurijärgne valu. Kasutada tootega töötamisel kofferdami, ühekordselt kasutatavaid kindaid, kaitseprille ja kaitseriietust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Seadmega seotud tõsiste juhtumite korral tuleb teavitada tootjat ja kasutaja või patsiendi elukohariigi pädevaid asutusi.

HOIDAMINE

Hoida originaalpakendis temperatuuril kuni 25°C. Kölblikkusaeg on otsese pakendi.

Pärast pakendi avamist kölblikkusaeg ei muutu, kui see on pärast iga kasutamist tihedalt suletud.

TOOTE PAKENDITE KÄITLEMINE

Kasutatud pakendid tuleb anda üle taaskasutusse või tagastada tootjale.

PAKEND

Süstel, mis sisaldab 2 ml preparaati, ühekordsed aplikaatorid pintsiliga.

Viimase värskenduse kuupäev: 03.06.2025/12

FI	Juurikanavien aukkojen paiknamin
----	----------------------------------

LUE SEURAAVAT OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.
TUOTE VAIN HAMMASLÄÄKÄRIN KÄYTTÖÖN.

AINESOSAT: metyleenisini, propyleeniglykoli, farmaseuttisesti puhdas vesi.

KÄYTTÖTARKOITUS

CANAL DETECTOR -tuote on tarkoitettu juurikanavan aukkojen paikantamiseen endodontisen hoidon aikana. Tuotteen sisältämä sininen väriaine tunkeutuu kanavien aukkoihin ja muuttaa ne sinisiksi, mikä helpottaa pääjuurikanavien aukkojen ja halkeamien löytämistä.

KÄYTTÖTAPA

Ennen toimenpiteen aloittamista upota mukana oleva asetin pirtuun (ettyylialkoholiin) ja sitten aseta se injektioiruiskuun. Poista hammasslun paikasta, johon kanavan suu on odotettavissa, levitä 1–3 tippaa valmistettua hampaan kammion pohjaan, odota 5–10 sekuntia, huuhtelee ja kuivaa sitten hampaan kammio. Pisteeet, joissa on vahvempi sininen väri, osoittavat juurikanavan aukkoja. Kun olet käyttänyt tuotetta, vedä ruiskun mäntä pois, jotta ylimääräinen valmiste ei pääse poistumaan, kierrä ruiskua ja sulje sitten ruisku valkoisella korkilla.

Tuote on tarkoitettu monikertaiseen käyttöön, mutta aplikaattori on vain kertakäyttöinen. Aplikaattorin uudelleenkäyttöön liittyy tartuntariski.

VASTA-AIHHEET

Ei saa käyttää, mikäli potilas on herkistynyt tuotteen aineksille.

VAROITUKSET JA VAROITOMEIT

Endodonttiseen hoitoon voi liittyä tilapäistä postoperatiivista kipua. Tuotetta käsiteltäessä on käytettävä kafferdamia, kertakäyttökäsineitä, suojalaseja/kasvosuojainta ja suojavaateusta. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Laitteeseen liittyvän vakavan vaaratilanteen sattuessa siitä on ilmoitettava valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä tai potilas asuu.

SÄILYTYS

Säilytä alkuperäispakkauksessa alle 25°C: n lämpötilassa. Käyttökelpoisuusaika on merkitty välittömään pakkaukseen. Pakkauksen avaamisen jälkeen säilyvyys ei muutu, jos se on tiiviisti suljettu jokaisen käytön jälkeen.

PAKKAUSTEN KÄSITTELY VALMISTUKSEN JÄLKEEN

Kulunut pakkaus on hävitettävä tai palautettava valmistajalle.

PAKKAUS

Ruisku, joka sisältää 2 ml tuotetta, kertakäyttöiset aplikaattorit.

Viimeisen päivituksen päivämäärä: 03.06.2025/12

HR	Lokator otvora korijenskih kanala
----	-----------------------------------

PRJE UPORABE PROČITAJTE DONJE UPUTE
PROIZVOD ZA UPORABU ISKLJUČIVO OD STRANE LIJEČNIKA
STOMATOLOGA

SASTAV: metlensko modrilo, propilen glikol, voda farmakopejske čistote.

NAMIJENA

Proizvod CANAL DETECTOR namijenjen je lociranju otvora korijenskog kanala tijekom endodontskog liječenja. Plavo bojilo sadržano u proizvodu prodire u otvore kanala i boji ih u plavo, olakšavajući pronalazak otvora glavnih korijenskih kanala i lociranje pukotina.

NAČIN UPORABE

Prije početka postupka, umočite priloženi aplikator u spirit (etilni alkohol), a zatim ga stavite na spricu. Uklonite dentin na mjestu očekivanog otvora kanala, nanesite 1 do 3 kapi preparata na dno pulpne komore, pričekajte 5 do 10 sekundi, a zatim isperite i osušite pulpnu komoru. Točke jako obojene plavom bojom pokazuju otvore korijenskih kanala. Nakon uporabe proizvoda, povucite klip šprice da biste spriječili izlazak viška preparata, odvrnite aplikator, a zatim zatvorite špricu bijelim čepom. Proizvod je namijenjen za višekratnu upotrebu, dok je aplikator namijenjen za jednokratnu upotrebu. Višestruka uporaba aplikatora može predstavljati rizik sekundarne infekcije.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte upotrebljavati na pacijentima s preosjetljivošću na sastojke preparata.

UPOZORENJE I MERE OPREZA

Endodontsko liječenje može biti povezano s prolaznom postoperativnom boli. Prilikom rukovanja proizvodom moraju se koristiti koferdam, rukavice za jednokratnu upotrebu, zaštitne naočale/viziri i zaštitna odjeća. Čuvati na mjestu izvan dohvata djece.

U slučaju ozbiljnih nezdoga povezanih s proizvodom, potrebno ih je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik ili pacijent ima prebivalište.

SKLADIŠTENJE

Čuvati u originalnom pakiranju na temperaturi nižoj od 25°C. Rok trajanja naveden je na neposrednom pakiranju. Nakon otvaranja pakiranja, rok trajanja se ne mijenja, pod uvjetom čvrstog zatvaranja proizvoda nakon svake upotrebe.

ODLAGANJE AMBALAŽE NAKON UPORABE

Istrošenu ambalažu je potrebno zbrinuti ili vratiti proizvođaču.

PAKIRANJE

Šprica koja sadrži 2 ml preparata, jednokratni aplikatori s kistom.

Datum posljednjeg ažuriranja: 03.06.2025/12

LV	Sakņu kanālu ieeju indikators
----	-------------------------------

PIRMS LIETOŠANAS LŪDZAM RŪPĪGI IEPAZĪTIES AR ŠIEM LIETOŠANAS NORĀDĪJUMIEM
MATERIĀLU VAR IEGĀDĀTIES TĪKĀ CERTIFICĒTS ZOBĀRSTNICĪBAS SPECIALĪSTS STOMATOLOGS

SASTĀVS: metilēnzilais, propilēnglikols, attīrīts ūdens.

PIELIETOJUMS

Izstrādājums CANAL DETECTOR paredzēts sakņu kanālu ieeju noteikšanai endodontiskās ārstēšanas laikā. Sastāvā esošā zilā krāsviela iekļūst kanālā ieejas un iekrāso tās zilā krāsā, palīdzot noteikt galveno sakņu kanālu ieejas un diagnostiskās plīsums.

LIETOŠANA

Pirms lietošanas, pievienoto aplikatoru iegremdēt spirtā (etilspirtis), bet pēc tam pievienot šļirci.

Ņemot dentīnu paredzētās kanāla ieejas vietā, aplicēt 1-3 līdzekļa pilienus pulpas kameras iekšpusē, uzgaidīt 5-10 sekundes, pēc tam pulpas kameru izskalot un nožāvēt. Zilā krāsā spēcīgāk iekrāsotie punkti norāda uz sakņu kanālu ieejām.

Pēc produkta lietošanas atbrīvot šļircis virzulis, lai novērstu līdzekļa izdalīšanos. Atskrūvēt aplikatoru, bet pēc tam noslēgt šļirci ar balto vāciņu. Produkts paredzēts vairākkārtējai lietošanai, bet aplikatoru iespējams izmantot tikai vienu reizi. Atkārtota aplikatora izmantošana var izraisīt sekundāras infekcijas risku.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot pacientiem ar paaugstinātu jutību pret kādu no produkta sastāvdaļām.

BRĪDINĀJUMI UN PIESARŪCĪBAS PASĀKUMI

Endodontiskā ārstēšana var būt saistīta ar īslaicīgām pēcprocedūras sāpēm. Strādājot ar produktu, ir jāizmanto koferdams, vienreizējās lietošanas cimdi, aizsargbrilles/sejas aizsēji un aizsargapģērbs. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Ja, saistībā ar produkta izmantošanu, ir radies nopietns apdraudējums, par to nepieciešams ziņot ražotājam un tās valsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājam vai pacientam ir pastāvīga dzīviesveta.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā līdz 25°C temperatūrā. Produkta derīguma termiņš norādīts uz tiešā iepakojuma.

Pēc iepakojuma atvēršanas derīguma termiņš nemainās, ja pēc katras lietošanas reizes produkts tiek cieši aiztaists.

IZLIETOTĀ IEPAKOJUMA PĀRSTRĀDE

Izlietoto iepakojumu nodot atbilstējai pārstrādei vai atgriezt atpakaļ ražotājam.

IEPAKOJUMS

Šļirce 2 ml, vienreizējās lietošanas aplikatori ar otiju.

Pedējās atjaunināšanas datums: 03.06.2025/12

NL	Wortelkanaaldetector
----	----------------------

NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING
HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN

SAMENSTELLING: methyleenblauw, propyleenglycol, gezuiverd water volgens de farmacopee.

BESTEMMING

Het product CANAL DETECTOR is bestemd voor het detecteren van de openingen van wortelkanalen tijdens een endodontische behandeling. De blauwe kleurstof uit het product dringt in de wortelkanalen en kleurt ze blauw. Hierdoor is het makkelijker om de openingen van de belangrijkste wortelkanalen en de barsten te vinden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voordat u begint met de behandeling moet u de meegeleverde applicator onderdompelen in spiritus (ethylalcohol) en vervolgens op de spuit plaatsen.

Verwijder de dentine van de plaats waar u de opening van het wortelkanaal verwacht en breng 1-3 druppels van het preparaat aan op de bodem van de tandholte.
Wacht 5-10 seconden, spoel de tandholte en maak hem droog.
De punten die het meest blauw zijn, geven de openingen van de

wortelkanalen aan.

Na gebruik van het preparaat moet u de zuiger van de spuit terugtrekken om verspilling van het preparaat te voorkomen.
Schroef de applicator los en sluit de spuit af met het witte dopje.

Het product is bestemd voor meermalige toepassing; de applicator mag u slechts eenmaal gebruiken.
Met meerdere malen gebruiken van de applicator kan risico op herinfectie met zich meebrengen.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het preparaat.

WAARSCHUWINGEN VEILIGHEIDSMATREGELEN

Endodontische behandeling kan gepaard gaan met tijdelijke postoperatieve pijn.
Gebruik cofferdam, wegwerphandschoenen, veiligheidsbrillen/-vizieren en beschermende kleding bij het hanteren van het product.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Indien een ernstig incident in verband met het product plaatsvindt, moet u dit melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten van het land waar de gebruiker of de patiënt zijn woon- of verblijfplaats heeft.

BEWARING

Bewaar in de originele verpakking bij een temperatuur die lager is dan 25°C.
De uiterste gebruiksdatum bevindt zich op de primaire verpakking.
Na het openen van de verpakking verandert de uiterste gebruiksdatum niet, op voorwaarde dat u hem na ieder gebruik hermetisch afsluit.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

Gebruikte verpakkingen moet u aanbieden voor recycling of terugsturen naar de producent.

VERPAKKING

Spuut met 2 ml preparaat, eenmalige applicators met kwastje.

Datum laatste actualisatie: 03.06.2025/12

SK	Indikátor ústí koreňových kanálikov
----	-------------------------------------

PRED POUŽITÍM SA OBOZNÁMTE S TÝMITO POKYMNÍ VÝROBK IBA NA POUŽITIE ZUBNÝM LEKÁROM

ZLOŽENIE: metylénová modrá, propylénglykol, čistená voda.

URČENIE

Výrobok CANAL DETECTOR je určený na lokalizáciu ústí koreňových kanálikov pri ošetroaní. Modré farbivo obsiahnuté vo výrobku preniká do ústí kanálikov a sfarbuje ich do modra, čím uľahčuje nájdenie ústí hlavných koreňových kanálikov a lokalizáciu prasknutí.

SPOSOB POUŽITIA

Pred začatím ošetrovania ponorte aplikátor, ktorý je súčasťou balenia, do liehu (etylalkohol), a následne ho umiestnite na striekačku. Odstráňte zubovinu v oblasti, v ktorej predpokladáte, že sa nachádza ústie kanáliku, nanesťe 1-3 kvapky prípravku na dno vnútra zuba, počkajte 5-10 sekúnd, následne vypláchnite vnútro zuba a vysušte. Body silnejšie sfarbené do modra ukazujú ústia koreňových kanálikov. Po použití výrobku zatiahnite piest striekačky, aby sa zabránilo úniku prípravku, odskrutkujte aplikátor a zatvorte striekačku bielym uzáverom.

Výrobok je určený na viacsobné použitie, aplikátor však je určený len na jednorazové použitie. Viacsobné použitie aplikátora môže spôsobiť riziko reinfekcie.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte u pacientov s precitlivenosťou na zložky prípravku.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Endodontická liečba môže byť spáť s dočasnou pozáškrokovou bolesťou. Pri zaobchádzaní s výrobkom používajte koferdam, jednorazové rukavice, ochranné okuliare/ochranné prilby a ochranný odev. Uchovávajte mimo dosahu detí.

V prípade výskytu vážnej nehody súvisiacej s výrobkom, nahláste túto skutočnosť výrobcovi a príslušnému orgánu krajiny, v ktorej má používateľ alebo pacient svoje bydlisko.

SKLADOVANIE

Skladujte v originálnom balení pri teplote nižšej ako 25°C. Dátum expirácie je na primárnom obale. Po otvorení sa dátum expirácie nemení pod podmienkou, že bude obal po každom použití tesne uzavretý.

MANIPULÁCIA S OBALMI PO VÝROBKU

Použitě obaly odovzdaťte na likvidáciu alebo ich vráťte výrobcovi.

BALENIE

Striekačka obsahujúca 2 ml prípravku, jednorazové aplikátory so štetcom.

Dátum poslednej aktualizácie: 03.06.2025/12

SL	Izdelek za določanje vzhodov v koreninske kanale
----	--

PRED UPORABO IZDELKA PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO
IZDELEK SMEJO UPORABLJATI IZKLJUČNO ZOBOZDRAVNIKI

SESTAVA: metilen modro, propilen glikol, voda farmakopejske čistosti.

NAMEN

Izdelek CANAL DETECTOR je namenjen določanju vvhodv in koreninske kanale med endodontskim zdravljenjem. Modro barvilo v izdelku prodre skozi odprtine kanalov in jih obarva modro, kar olajša iskanje glavnih koreninskih kanalov in razpok.

UPORABA

Pred začetkom posega potopite priloženi aplikator v etilni alkohol in ga nato namestite na brizgalko. Odstranite zobovino na mestu pričakovane vhoda v kanal, na dno zobne komore nanesite 1–3 kapljice pripravka in počakajte 5–10 sekund, nato zobno komoro sperite in posušite. Močno modro obarvane točke ponazarjajo vhode v koreninske kanale. Po uporabi izdelka izvlecite bat brizgalke, s čimer boste preprečili uhajanje pripravka, odvijte aplikator in zaprite brizgalko z belim pokrovčkom. Izdelek je namenjen za večkratno uporabo, medtem ko je aplikator primeren za enkratno uporabo. Večkratna uporaba aplikatorja predstavlja tveganje za sekundarno okužbo.

KONTRAINDIKACIJE

Izdelek ne uporabljajte pri pacientih s občutljivostjo na sestavine pripravka.

OPOZORI LA VARNOSTNI UKREPI

Endodontsko zdravljenje je lahko povezano z časno pooperativno bolečino. Pri delu z izdelkom uporabljati koferdam, rokavice za enkratno uporabo, zaščitna očala/obrazni ščitnik in zaščitna oblačila. Hranite izven dosega otrok.

V primeru resne nesreče, povezane z izdelkom, je treba le-to prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu, v državi prebivališča uporabnika ali pacienta.

SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni embalaži pri temperaturi do 25°C. Rok uporabe je naveden na embalaži.

Po odprtju embalaže se rok uporabe ne spremeni, če je embalaža ustrezno zaprta po vsakokratni uporabi.

RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO

Odpadno embalažo odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi ali jo vrnite proizvajalcu.

PAKIRANJE

Brizgalka z 2 ml pripravka, aplikatorji za enkratno uporabo.

Datum zadnje posodobitve: 03.06.2025/12

SV	Detektor for lokalisering av rotkanalens mynning
----	--

LÅS DENNA INSTRUKTION INNAN ANVÄNDNING
PRODUKTEN ÄR AVSEDD UTSLUTANDE FÖR ANVÄNDNING AV TANDLÄKARE

INNEHÅLL: metylenblått, propylenglykol, vatten med farmakopéisk renhetsgrad.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

CANAL DETECTOR är avsedd för lokalisering av rotkanalsmynningar vid endodontbehandling. Det blå färgämnet i produkten tränger in i rotkanalsmynningar och färgar dem blå, vilket underlättar lokalisering av huvudkanalens mynningar och lokalisering av sprickor.

BRUKSANVISNING</