

70,0 mm

MICRO[®] 10 +



(SV) Indikationer: Koncentrat för desinfektion och rengöring av **alla** instrument, även de **alla** känsligaste (t.ex. rotfyllningsinstrument, borrar, tång, speglar etc.) i läkar- och tandläkarpraktiker. Bredt aktivitetsspektrum - med korrosionsskydd - förbättrad rengöringseffekt - instrumentskydd. **Sammansättning:** 100 g MICRO[®]10+ innehåller 9 g alkyl-benzyl-dimetyl-ammoniumklorid, nonjoniska och amfotera tensider, komplexbildare, korrosionsinhibitor och hjälpämnen.

Mikrobiologiska egenskaper: Bakteriedödande: 2%/15 min., - Jästdödande: 2%/15 min., - Aktiv mot mycobacterium tuberculosis (BK): 5%/15 min., - Aktiv mot HIV-1, PRV (modellvirus för HBV), herpesvirus: 0,5%/5 min., - Aktiv mot BVDV (modellvirus för HCV): 2%/5 min. Testad i enlighet med AFNOR: EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476+A1.

Bruksanvisning: Utspädd till 10% (10 ml MICRO[®]10+ i 100 ml vatten): blötläggning av rotfyllningsinstrument, diamanborr, osv. Utspädd till 2% (20 ml MICRO[®]10+ per liter vatten): blötläggning av **alla** medicinska och dentala instrument. Utspädd till 5% (50 ml MICRO[®]10+ per liter vatten): i ultraljudsbad. Instrumenten måste vara helt nedsänkta. Sköld de desinficerade instrumenten med vatten. Torka och sterilisera. Beror på graden av nedsmutsning, upprepa 2-3 gånger per vecka, minst 1 gång per vecka.

Användningsvarningar: Innehåller natriumnitrit. R22 Färlig vid förtäring. R38 Irriterar huden. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. S36/S37/S39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S45 Vid utsläpp till vatten, mark eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Om nödvändigt kontakta Giftinformationscentralen. S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S61 Undvik utsläpp av den koncentrerade produkten i miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. Återanvänd inte behållaren. S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Förvaras mellan +5°C och +35°C.

115,0 mm



HÄLSOSKADLIG



MILJÖFARLIG

(NO) (DA)

1L

262021-100110005029105

70,0 mm

(NO) Indikasjoner: Konsentrert produkt for desinfisering og rengjøring av **alle** instrumenter, selv de mest krevende (som kanalinstrumenter, borer, tanger, spill, osv.), som brukes på **lege- eller** tannlegekontorer. Veldig bredt bruksspekter – med korrosjonsinhibitor – forsterket rengjøringskraft – beskyttelse av instrumentene.

Sammensetning: 100 g MICRO[®]10+ inneholder 9 g alkyl-benzyl-dimetyl-ammoniumklorid, ikke-ioniske og amfotere overflateaktive stoffer, kompleksdannere, korrosjonsinhibitor og hjelpestoffer.

Mikrobiologiske egenskaper: Bakteried: 2 %/15 min. - Soppdrepende: 2 %/15 min. - Aktiv mot mycobacterium tuberculosis (BK): 5%/15 min. - Aktiv mot HIV-1, PRV (modellvirus HBV), herpesvirus: 0,5 %/5 min. - Aktiv mot BVDV (modellvirus HCV): 2 %/5 min. Testet i henhold til AFNOR: EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476+A1.

Bruksanvisning: Fortynnes til 10 % (10 ml MICRO[®]10+ for 100 ml vann) i gjennombløting av kanalinstrumenter, diamanbor, osv. Fortynnes til 2 % (20 ml MICRO[®]10+ per liter vann): Gjennombløting av **alle** lege- og tannlegeinstrumenter. Fortynnes til 5 % (50 ml MICRO[®]10+ per liter vann) i ultralydbad. Instrumentene må være helt dekket av væsken. Skyll de desinfiserte instrumentene under rennende vann. Tørk og steriliser. Avhengig av tilsmussingsgrad, gjenta operasjonen 2 til 3 ganger i uken, minst 1 gang i uken.

Forholdsregler ved bruk: Inneholder sodiumnitrit. R22 Færlig ved svelging. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. S36/S37/S39. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann, og kontakt lege. S45 Ved uheld eller tilfellefinnende er omgående legebehandling nødvendig (vis etiketten om mulig). Om nødvendig, kontakt giftsentralen. S2 Oppbevares utlignegelig for barn. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se spesialinstruksjoner/HMS-idatablad for ytterligere informasjon. Emballasjen skal ikke brukes om igjen. S60 Dette kjemikallet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. Oppbevares mellom +5°C og +35°C.



SKADELIG



MILJØSKADELIG

115,0 mm

70,0 mm

(DA) Indikationer: Koncentrat til desinfektion og rengøring af **de** mest sarte medicinske og dentale instrumenter (oprørmere, bor, tænger, spejle osv.). **Egenskaber:** Meget bredt aktivitetsspektrum – med korrosionshæmmerer – forbedret renssevne – instrumentbeskyttelse.

Sammensætning: 100 g MICRO[®] 10+ indeholder 9 g alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchlorid, ikke-ioniske og amfotere overfladeaktive stoffer, kompleksdannere, korrosionshæmmer og hjælpestoffer.

Bruksanvisning: Fortyndet til 10 % (10 ml MICRO[®] 10+ pr. 100 ml vand): blødsætning til oprørmere, diamanbor osv. Fortyndet til 2 % (20 ml MICRO[®] 10+ pr liter vand): blødsætning til **alle** medicinske og dentale instrumenter. Fortyndet til 5 % (50 ml MICRO[®] 10+ pr. liter vand): i ultralydsrensning. Instrumenterne skal nedsænkes helt. Skyl de desinficerede instrumenter med rindende vand. Tørres og steriliseres. Afhængig af mængden af snavs fornyes præparationen 2-3 gange om ugen, og minimum 1 gang om ugen.

Anvendelsespektrum og koncentration: Bakteried: 2 %/15 min., Svampdrepende middel: 2 %/15 min., - Aktiv mod Mycobacterium tuberculosis (BK): 5 %/15 min., - Aktiv mod HIV-1, PRV (HBV-virusmodel), herpesvirus: 0,5 %/5 min., - Aktiv mod BVDV (HCV-virusmodel): 2 %/5 min. Testet ifølge AFNOR: EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476+A1.

Forsigtighedsregler: Indeholder natriumnitrit. R22 Færlig ved indtagelse. R38 Irriterer huden. R41 Risiko for alvorlig øjeskade. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. S36/S37/S39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsesudrustning og -briller/ansigtsskærm. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S45 Ved uheld eller tilfælde eller ved tilfældigvis indtagelse er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Kontakt giftinformationscentralen, hvis nødvendig. S2 Oppbevares utlignegelig for barn. S61 Uddet ikke direkte produkt direkte i miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. Emballagen må ikke genbruges. S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Oppbevares mellom +5°C og +35°C.

115,0 mm



SUNDHEDSSKADELIG



MILJØSKADELIG