

Ett system, tre nyanser: En förenklad, flytande lösning för alla kavitetsklasser

Nyhet

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable komposit

Vårt innovativa flytande material är utformat för att förenkla ditt arbetsflöde genom att täcka alla direkta restaurationer inklusive ocklusala ytor, fasader samt alla procedurer inklusive injection molding.

Det är dags att lägga till en förenklad, flytande lösning i din verktygslåda! Med praktiskt taget bubbelfri applicering kompletterar vårt senaste flytande material **3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative**. Bara tre nyanser ger en utmärkt matchning till de flesta patienters leenden.

Båda kompositerna erbjuder intuitivt nyansval, naturligt anpassad opacitet samt utmärkta poleringsegenskaper och slitstyrka du förväntar dig av Filtek-restaureringsmaterial – tack vare vår TRUE-nanoteknologi.

De kan även användas för uppvärmning med den snabba, enkla och bärbara **Solventum™ Filtek™ Kompositvärmare!**



Bright (B): A1, B1, B2, C1, D2



Natural (N): A2, A3, C2, D3, D4




Warm (W): A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Med naturligt anpassad opacitet

Ger emaljliknande translucens där du behöver det och dentinliknande opacitet i övrigt – utan behov av en blockerare.

Jämförelse av flytande komposit




Förberedelser

Filtek Easy Match Flowable, ingen blockerare behövs

Annan producent FLOW, ingen blockerare använd
Annan producent FLOW, med blockerare

Jämförelse av komposit



Förberedelser

Filtek Easy Match Universal, ingen blockerare behövs

Annan producent, ingen blockerare använd

Annan producent, med blockerare

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable komposit



Artikelnr	Beskrivning
Bright	
6225B	(2) sprutor, 2 g/spruta (1) Påse med spetsar/20 st
Natural	
6225N	(2) sprutor, 2 g/spruta (1) Påse med spetsar/20 st
Warm	
6225W	(2) sprutor, 2 g/spruta (1) Påse med spetsar/20 st
Introkit	
6225K	(3) sprutor, 2 g/spruta: En vardera av nyanserna Bright, Natural och Warm (2) Påsar med spetsar/20 st

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative



Artikelnr	Beskrivning
Bright	
6210B	(20) kapslar, 0,2 g/kapsel
6220B	(1) spruta, 4 g/spruta
Natural	
6210N	(20) kapslar, 0,2 g/kapsel
6220N	(1) spruta, 4 g/spruta
Warm	
6210W	(20) kapslar, 0,2 g/kapsel
6220W	(1) spruta, 4 g/spruta
Introkit	
6210K	(60) kapslar, 0,2 g/kapsel: 20 vardera av nyanserna Bright, Natural och Warm
6220K	(3) sprutor, 4 g/spruta: En vardera av nyanserna Bright, Natural och Warm



- ✓ Snabb
- ✓ Enkel
- ✓ Bärbar

Nyhet Båda Filtek Easy Match Flowable komposit och Universal Restorative är säkra att värma upp.^{1,2} och kompatibla med **Solventum™ Filtek™ Kompositvärmare**

65250K	Inkluderar värmare med bas, komposithållare och hylsa, fast USB-C-sladd, kontakt, vägguttagsadapter och snabbstartsguide
--------	--



Solventum
Dental Solutions
Gustav III:s Boulevard 34
169 73 SOLNA

- 1 Värmer kapslar upp till 70 °C i upp till 1 timme.
- 2 Värmer flytande sprutor upp till 70 °C i upp till 1 timme, upp till 25 gånger.

© Solventum 2025. Solventum, S-logotypen och Filtek är varumärken som tillhör Solventum eller dess dotterbolag. 3M och 3M-logotypen är varumärken som tillhör 3M. Alla andra varunamn som hänvisas till är tjänstemärken, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OMG2033955.