

S5 Apex Locator®



Funktion:

Helautomatisk Apexlokalisator som med hög precision enkelt mäter rensdjupet på rotkanalen i förhållande till apex. Dess kompakta design gör produkten portabel och lätthanterlig för tandläkaren.

- Lokalisering av apex i blöta och torra kanaler med hög precision
- Helautomatiskt mätfunktion
- Kompakt och användarvänlig design
- Automatisk avstängning
- Ljudindikator med volymkontroll

Tillbehör:




Handsensör



Mätkabel



Filhållare



Läpphake

Beställningsinformation:

385S15001 – Apex Locator