

Datum för utfärdande: 07-05-11

Ersätter tidigare version daterad: 07-05-10

Sida 1/2

n.a. = ej mätbart, n.k. = ej bekant

1. Material-/tillverknings-och firmabeteckning

Uppgifter om produkten:

Handelsnamn: **President heavy body surface activated, President System 75 heavy body surface activated, President fast System 75 heavy body surface activated. President System 360 heavy body**

Tillverkare/leverantör:

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
Switzerland

Telefon: +41 71 757 53 00

Fax: +41 71 757 53 01

Vid nödsituationer:

2. Sammansättning och uppgifter om beståndsdelar

Kemisk beskrivning: Tandavtrycksmaterial

Beståndsdelar som utgör fara:

Ofarliga beståndsdelar (> 10 %):

Organopolysiloxan

Silikat och siliciumoxid

3. Möjliga farliga egenskaper

Under förutsättning att produkten används enligt bruksanvisningen, består ingen fara.

4. Första-hjälpen-åtgärder

Allmän information:

Vid inandning:	–
Vid hudkontakt:	Ej irriterande
Vid ögonkontakt:	Ej irriterande
Vid förtäring	Ej irriterande

5. Anvisningar i händelse av eldsvåda

Brandsläcknings medel:	Kolsyra, skum, torrsläckare, sand eller vatten i spridd dimma
Olämpliga brandsläckningmedel:	–
Skyddsutrustning:	–

6. Åtgärder vid olycksfallsutsläpp

Anvisningar för undvikande av personskador:	Inga speciella åtgärder
Anvisningar för förhindrande av miljöskador:	Beakta lokala miljöföreskrifter.
Rengöring:	Torka med en handduk.

7. Hantering och lagring

Hantering: Följ bruksanvisningen. Produkten får endast utlämnas till/och användas av tandläkare och tandtekniker eller i dessas uppdrag.

Lagring: Lagras vid 15 - 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

8. Åtgärder vid exponering/personlig skyddsutrustning

Allmänt: Ät, drick eller rök ej under bearbetningen av materialet.

Undvik ögon- eller hudkontakt. Bär handskar, men beakta att latexhandskar kan förhindra härdningen.

Skyddsglasögon ger fullt skydd.

Datum för utfärdande: 07-05-11	Ersätter tidigare version daterad: 07-05-10	Sida 2/2
Handelsnamn:	President heavy body surface activated, President System 75 heavy body surface activated, President fast System 75 heavy body surface activated. President System 360 heavy body	
Tillverkare/leverantör:	Coltène/Whaledent AG, 9450 Altstätten, Switzerland	
9. Fysiska och kemiska egenskaper		
Utseende		
Form: Pasta	Färg: karamellfärgad	Lukt: –
Säkerhetsrelevanta data :		
Kok/kokintervall (°C)	> 150	
Flampunkt (°C)	n.a.	
pH-värde, utspätt	n.a.	
Tändtemperatur	n.a.	
Explosionsfara	n.a.	
Explosionsgränser (vol%), LEL	n.a.	UEL
Andra informationer		
Relativ densitet g/ml	1.3 g/l	
Löslighet	olösbar i vatten lösbar i methylethylketon	
Ångtryck	n.a.	
Viskositet	högviskös	
10. Stabilitet och reaktivitet		
Vid lagring och behandling enligt producentens anvisningar är inga negativa reaktioner kända.		
11. Giftinformation		
LD 50 > 2000 mg/kg (råtta)		
Irritations- och sensitivitetstest visade inga reaktioner.		
12. Miljöinformation		
Inga data kända.		
13. Avfallshantering		
Beakta lokala miljöföreskrifter. Små kvantiteter kan behandlas som hushållsavfall.		
14. Transportinformation		
–		
15. Regelinformation		
Inga farliga beståndsdelar enligt kemiska lagar.		
16 Övriga upplysningar		
Ovanstående informationer är baserade på i dag bekanta uppgifter och berör endast produktens säkerhetsvillkor. Användaren måste därför själv försäkra sig om att de givna uppgifterna är tillräckliga och korrekta för de speciella omständigheterna vid användningen.		