

<b>Artikel nr.</b>	65002
<b>Kategori</b>	Bio förkläde
<b>Produkt</b>	Bio förkläde med tejpfastsättning vid axlar och mage
<b>End use</b>	Skydd mot kroppsvätskor och andra biologiska material

1. Ett lager av tissue och ett lager film (fuktbarriär) som är fullt komposterbar och nedbrytbar.
2. Består av högkvalitativ skandinavisk ej klorblekt tissue (TCF) som är stark och har hög absorption.
3. 100% nyfiber.
4. Filmen är tillverkad av biomaterial vilket gör att förklädet är fullt komposterbart och nedbrytbart. Detta säkerställer att om produkten skulle hamna i naturen så kommer den att försvinna helt.
5. Producerad i Sverige.
6. Förklädet är FSC certifierad. FSC-logo är en garanti för att varje företag som är involverat i tillverkningen av produkten använder skog från hållbara källor: hjälper till att bevara och skydda skogar, vilda djur och människor.
7. Designad för att skydda t.ex. tandläkare, doktor, sjuksköterska, veterinär men kan även användas på patienten.
8. Förklädet är lätt att fästa på användarens axlar och med en självhäftande tejp längs midjan som gör att förklädet sitter på plats.

Längd (cm) Bredd (cm)	Material	Applicering	Styck/inner förp. Inner förp./transp. Förp.	Transport förp./pall Höjd på pall (m)	Brutto/Netto vikt kartong (kg)	Mått på kartong LxBxH (cm)
37 76,5	Tissue Bio film	Självhäftande tejp	100 9	48 2,285	10,4 9,9	39 39 24,5

*Finess Hygiene AB är certifierad enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 13485:2016.*

Destruktion av vara: Vid risk för kontamination ska produkten brännas. Kan annars kastas i hushållssoporna/läggas i komposten.

Destruktion av emballage: Kan lämnas på återvinningscentralen eller förbrännas.

### Återförsäljare:

Abena AB · Ljungadalsgatan 19 · 352 46 Växjö  
Tel: 0470-446 00 · Fax: 0470-446 99 · [info@abenaab.se](mailto:info@abenaab.se) · [www.abenaab.se](http://www.abenaab.se)