

EKULF POWERFLOSSER PREMIUM

EKULF Art.nr. 1650 & 1651
Formbeskrivning Exklusiv mundusch som använder en pulserande vattenstråle som en tandtråd

Varubeskrivning

EKULF PowerFlosser Premium är en avancerad och stilren mundusch framtagen för att ge dig en professionell rengöringskänsla – hemma i ditt eget badrum. Den är utformad för att effektivt nå mellan tänderna och djupt ner i tandköttsfickorna där tandborste och traditionell tandtråd inte kommer åt.

Med en kraftfull, ultrafin vattenstråle (0,65 mm) i kombination med pulserande teknik, hjälper PowerFlosser Premium till att effektivt avlägsna plack, stimulera blodcirkulationen och motverka inflammationer i tandköttet. Perfekt även för dig med tandställning, broar, implantat eller känsligt tandkött.

I paketet medföljer 5 tippar (2 Standard Nozzle tips, 1 Orthodontic tip, 1 Periodontal tip, 1 Tongue Scraper tip), en laddare med kabel, samt bruksanvisning.

USP

- Premiumdesign i svart eller vit finish – med polerade detaljer och ett handtag med halsäker textur.
- Fyra utbytbara munstycken för individuella behov:
 - o Standard Nozzle tip: Avlägsnar bakterier mellan tänderna och djupt ner i tandköttsfickorna.
 - o Orthodontic tip: För personer med tandställning, implantat eller protes.
 - o Periodontal tip: En mjuk tipp som gör det lättare att med precision komma åt svårtåtkomliga tandköttsfickor. Den masserar tandköttet och lindrar vid tandköttinflammation.
 - o Tongue Scraper tip: Rengör tungan från bakterier och beläggningar för en frisk andedräkt.
- Rymlig vattentank (270 ml) – för längre användning utan påfyllning.
- Fyra olika lägen för vattentrycket:
 - o Clean: För vanlig rengöring.
 - o Soft: Skonsam rengöring för känsligt tandkött.
 - o Manual: Full kontroll via knapptryckning med en inställning som endast sprutar vatten när knappen hålls in.
 - o Customize: 8 trycknivåer för individuell anpassning.
- 360° roterande munstycke för enkel åtkomst till alla ytor.
- Digital display som visar batterinivå och läge.
- Automatisk avstängning efter 2 minuter.
- Lång batteritid – upp till 40 dagar per laddning (1400 mAh Li-Ion batteri).
- Snabb laddningstid på cirka 4 timmar.
- Worldwide voltage (100–240 V) – kan laddas i hela världen.
- Minimal ljudnivå (≤ 73 dB). En extra tystlåten maskin.
- IPX7 vattentät (skydd mot nedsänkning i vatten, max 30 minuter i 1 meter djupt vatten).

Leverantör

EKULF AB, Navestadsgatan 31
Box 11101, 600 11 Norrköping
Telefon: 011-14 40 30

