



Utfasning 3M™ Z100™ MP Restorative Upptäck dina alternativ

Konverteringsguide från Z100 MP till 3M™ Filtek™

Vi är tacksamma över att du har varit lojal kund hos 3M och handlat Z100 MP Universal komposit i många år. Framöver kommer vi att avsluta produktionen av Z100 MP. Beroende på dina behov rekommenderar vi följande 3M Filtek-alternativ:

- **3M™ Filtek™ Z250 Universal Restorative System:** en mikrohybrid-komposit med liknande hanteringsegenskaper som 3M Z100 MP
- **3M™ Filtek™ Universal Restorative:** 3M-komposit med nanoteknologi med krämig hantering, inklusive kameleonteffekt för enkelt färgval



	3M™ Z100™ MP Restorative	3M™ Filtek™ Z250 Universal Restorative	3M™ Filtek™ Universal Restorative
Indikationer	Anteriort och posterior	Anteriort och posterior	Anteriort och posterior
Fillerteknologi	Mikrohybrid	Mikrohybrid	Nanokomposit
Krympning	Måttlig	Måttlig	Låg
Fraktursegghet	Bra	Bra	Utmärkt
Tryckhållfasthet	Utmärkt	Utmärkt	Utmärkt
Estetik	Bra	Bra	Utmärkt
Polerretetion	Lägre	Lägre	Högre
BPA-derivatfri	Nej	Nej	Ja
Fluorescens	Nej	Nej	Ja
Värm med säkerhet	Nej	Nej	Ja

Guide för färgval

Upptäck dina 3M™ Filtek™-alternativ



3M™ Z100™ MP Restorative	3M™ Filtek™ Z250 Universal Restorative			3M™ Filtek™ Universal Restorative		
Färg	Färg	Kapslar	Spruta	Färg	Kapslar	Spruta
A1	A1	6021A1	6020A1	A1	6550A1	6555A1
A2	A2	6021A2	6020A2	A1	6550A1	6555A1
A3	A3	6021A3	6020A3	A2	6550A2	6555A2
A3.5	A3.5	6021A3.5	6020A3.5	A3	6550A3	6555A3
A4	A4	6021A4	6020A4	D3	6550D3	6555D3
B2	B2	6021B2	6020B2	A1	6550A1	6555A1
B3	B3	6021B3	6020B3	A3	6550A3	6555A3
C2	C2	6021C2	6020C2	D3	6550D3	6555D3
Pedo (P)	B1	6021B1	6020B1	B1	6550B1	6555B1
Universal Dentin (UD)	UD	6021UD	6020UD	-*	-	-
Cervikalgul (CY)	A4	6021A4	6020A4	A4	6550A4	6555A4

Ovanstående färger matchar inte perfekt med 3M Z100 kompositfärger. Ovan är endast riktlinjer för den närmaste färgmatchningen mellan kompositerna.

* Eftersom exakt matchning inte finns tillgänglig som 3M™ Filtek™ Universal komposit, så förslår vi A3D-färgen från 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal komposit (kapslar: 4911A3D, spruta: 4910A3D).

För mer information:



3M Svenska AB · Oral Care · Herrjärva torg 4 · 17067 SOLNA · +468922100

3M, 3M Science, Applied to Life, och Filtek är varumärken som tillhör 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. © 3M 2022. Med ensamrätt.

