

## Halo™ Kort Ring och XS Kil

Ultradent Products, Inc. introducerar Halo™ Kort Ring och XS Kil och utvidgar därmed sektionssystemet Halo för att bättre möta utmaningarna med restaurationer av korta tänder och knappa utrymmen posteriot.

Halo Kort Ring är framtagen med en minskad vertikal profil som gör att ringen sitter närmare ocklusalytan, vilket ökar visibiliteten av matris, randvulst och kontaktyta. Den ökade visualiseringen ger tandläkaren möjlighet att arbeta med högre precision, särskilt i fall där traditionella ringar sträcker sig ovanför ocklusalytan. Den lägre höjden minskar också hindren vid placering av kompositen, konturering och ljushärdning och ger därmed mer effektiva arbetsflöden.

Den Korta Ringen är specifikt utformad för korta kronor och delvis erupterade tänder. Enkel att sätta in och mer stabil gör den placeringen mer intuitiv och förutsägbar. Den kompakta formfaktorn ökar tillgängligheten för instrument och hårdljuslampor på korta kliniska kronor, samtidigt som den underlättar placeringen posteriot där det är ont om plats. Dessutom minskar utformningen risken för inverkan på mjukvävnaden, gingivan blir inte så lätt klämd och den allmänna patientkomforten ökar. Liksom Halo Universal Ring ger Halo Kort Ring konsekvent tandseparation och pålitlig matrisstabilitet där det verkligen spelar en roll - utan att ta onödig plats.

Som komplement till systemet ger den nya XS Kilen större mångsidighet för att uppnå optimal gingival anpassning i smala approximalrum och besvärlig anatomi. Dessa nya möjligheter utökar tillsammans Halo-systemets förmåga att medverka till precisa, förutsägbara klass II-restaurationer i ett bredare spektrum av kliniska scenarier.

Med introduktionen av Halo Kort Ring och XS Kil fortsätter Ultradent Products att förfina restaurativa lösningar som prioriterar förbättrade kliniska resultat, anpassningsbarhet och patientkomfort.

