

VOCO
Varuinformationsblad (enligt direktiv 91/155/EEG)

| | | |
|------------|--|---|
| 1 | <u>Namn på produkten, beredningsformen och tillverkaren/leverantören</u> Handelsnamn: Calcimol LC Tillverkare/leverantör: VOCO GmbH Adress: Anton-Flettner-Str. 1-3 D - 27472 Cuxhaven Informationsavdelning: Forskningsavdelningen Inf. vid nödsituation: Forskningsavdelningen | Tel: +49-4721/71 9 - 0 Fax: +49-4721/71 9 - 109 Tel: +49-47 21/71 9 - 0 Tel. vid nödsit.: +49-47 21/71 9 - 0 |
| 2 | <u>Sammansättning / komponenter</u> Beredningsform: Blandning av dimetakrylater, kalciumhydroxid, initiatorer, pigment, silikatfyllmedel Beskrivning: Ljushärdande röntgentätt kalciumhydroxid för isolering och indirekt pulpatäckning Farliga komponenter: Beteckning: CAS-nr: Innehåll: Farosymbol: R-kategorier: UDMA 41137-60-4 40-48 % Xi 36-38 | |
| 3 | <u>Potentiellt farliga egenskaper</u> Faroklass: Xi, irriterande R-kategori: 36/37/38 Skadliga effekter/symtom: Irriterar vid kontakt med ögon, hud och andningsvägar | |
| 4 | <u>Första hjälpen</u> Allmänna uppgifter: Efter inandning: Frisk luft, sök läkare vid obehagskänsla eller illamående Efter hudkontakt: Skölj omsorgsfullt med stora mängder vatten Efter ögonkontakt: Skölj omsorgsfullt med vatten, sök läkare Efter nedsväljning: Sök läkare omedelbart Information till behandlande läkare: Materialet avsett endast för dental eller laboratoriemässig användning | |
| 5 | <u>Åtgärder vid brand</u> Lämpliga slickmedel: Skum, kolsyra, pulver Olämpliga slickmedel: Vatten Särskilda risker: Inga Skyddsutrustning vid slickning: Inga uppgifter | |
| 6 | <u>Åtgärder vid spill</u> Åtgärder för skydd av personer: Undvik kontakt med ögon och/eller hud Åtgärder för skydd av miljön: Låt inte produkten hamna i avloppet Metoder för rengöring/opsamling: Uppsamlas mekaniskt, med vanliga uppsugningsmedel Ytterligare uppgifter: Inga | |
| 7. | <u>Förvaring och hantering</u> | |
| 7.1 | Hantering: Endast av utbildad personal vid tandläkarmottagningar eller dentallaboratorier Anvisningar för säker användning: Se bruksanvisningen Anvisningar för skydd mot brand och explosion: Inga särskilda åtgärder krävs | |
| 7.2 | Förvaring: Ordentligt förslutna kärl i rumstemperatur. Krav på lagerlokaler och behållare: Förvaras i väl ventilerade lokaler Anvisningar för och förbud mot lagring tillsammans med andra ämnen: Lagras inte tillsammans med livsmedel Ytterligare lagringsanvisningar: Förvaras utom räckhåll för barn. | |

VOCO
Varuinformationsblad (enligt direktiv 91/155/EEG)

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--|
| 11. Toxikologiska data | | | | | | |
| 11.1 Toxikologisk testning: Inga uppgifter | | | | | | |
| Akut toxicitet: Inga uppgifter | | | | | | |
| LD₅₀/LC₅₀: | Komponent: | Typ: | Värde: | Art: | Testmetod: | |
| Specifika symtom vid djurförök: | | | | Inga uppgifter | | |
| Irriterande effekt/frätande effekt: | | | | Inga uppgifter | | |
| Sensibilisering: | | | | Inga uppgifter | | |
| Effekt av upprepad exponering/överexponering: | | | | Inga uppgifter | | |
| Subakut eller kronisk toxicitet: | | | | Inga uppgifter | | |
| Carcinogena eller mutagena reproduktionstoxiska effekter: | | | | Inga uppgifter | | |
| 11.2 Örigt: | | | | Inga uppgifter | | |
| Praktiska erfarenheter: | | | | Inga uppgifter | | |
| Observationer med relevans för klassificering: | | | | Inga uppgifter | | |
| Andra observationer: | | | | | | |
| 11.3 Allmänna kommentarer: Inga risker har blivit kända under lång tids användning av produkten. | | | | | | |
| 12 Ekologiska data | | | | | | |
| 12.1 Information om nedbrytning: Inga uppgifter | | | | | | |
| Metod: | Analysmetod: | Grad av nedbrytning: | | Klassificering: | | |
| Utvärdering: | Inga uppgifter | | | | | |
| Ytterligare uppgifter: | Inga uppgifter | | | | | |
| 12.2 Upptädnade i miljön: Inga uppgifter | | | | | | |
| Förlighet, bioackumulering: | Inga uppgifter | | | | | |
| Ytterligare uppgifter: | Inga | | | | | |
| 12.3 Miljötoxiska effekter: Inga uppgifter | | | | | | |
| Vattentoxiska effekter: | Inga uppgifter | | | | | |
| Organism: | Testperiod: | Testmetod: | Resultat: | Bedömning: | | |
| Upptädnade i reningsverk: | Inga uppgifter | | | | | |
| Hämning av aktiviteten i aktivt slam: | Inga uppgifter | | | | | |
| 12.4 Ytterligare uppgifter: | | | | | | |
| CSB-värde: | | | Inga uppgifter | mg/l | | |
| BSB₅-värde: | | | Inga uppgifter | mg/l | | |
| AOX-indikation: | Inga uppgifter | | | | | |
| Innehåller enligt receptet följande tungmetaller och föreningar (enligt direktiv 76/464/EEG): Inga | | | | | | |
| Allmänna uppgifter: Inga | | | | | | |
| 13 Avfallshantering | | | | | | |
| 13.1 Produkt: | | | | | | |
| Rekommendation: | Följ lokala och nationella föreskrifter | | | | | |
| Avfallskategori: | Avfallsbeteckning: | Redovisningsmjällighet: | | | | |
| 13.2 Ej rengjort förpackningsmaterial: | | | | | | |
| Rekommendation: | Följ lokala och nationella föreskrifter | | | | | |
| Rengöringsmedel: | Normala rengöringsmedel för laboratoriebruk | | | | | |

VOCO
Varuinformationsblad (enligt direktiv 91/155/EEG)

| | | | |
|-------------|---|----------------|-------------|
| 14 | <u>Transportinformation</u> | | |
| 14.1 | Landtransport: | | |
| | ADR/RID/GGVS/GGVE-klass: | Siffr/bokstav: | Produkt nr: |
| | Varningsetikett: | Faroklass: | |
| | Varumärkning: | | |
| | Kommentarer: | | |
| 14.2 | Vattentransport inomskärs: | | |
| | ADN/ADNR-klass: | Siffr/bokstav: | Kategori: |
| | Varumärkning: | | |
| | Kommentarer: | | |
| 14.3 | Havstransport: | | |
| | IMDG/GGV-havstransportklass: | FN-nr: | PG: |
| | EMS: | MFAG: | |
| | Marin förorening: | | |
| | Korrekt teknisk beteckning: | | |
| | Kommentarer: | | |
| 14.4 | Lufttransport: | | |
| | ICAO/IATA-klass: | FN/ID-nr: | PG: |
| | Korrekt teknisk beteckning: | | |
| | Kommentarer: | | |
| 14.5 | Örigt: Utgör ej farligt gods i transportföreskrifternas mening. | | |
| 15 | <u>Gillande bestämmelser</u> | | |
| 15.1 | Märkning: Ingen märkning krävs enligt myndigheternas bestämmelser för deklaration av farliga kemikalier. | | |
| | Farosymbol och beteckning: Inga | | |
| | Innehåller: | | |
| | R-kategorier: | Inga | |
| | S-kategorier: | Inga | |
| | Särskild märkning av speciella beredningsformer: Inga | | |
| 15.2 | Nationella bestämmelser: Enligt artikel 10 i direktiv 66/379/EEG och 67/548/EEG | | |
| | Användningsrestriktioner: | Inga | |
| | Anvisningar vid störningar: | Inga | |
| | Klassificering enligt VbF: | Ej tillämplig. | |
| | Tekniska anvisningar luft: | Ej tillämplig. | |
| | Vattenföroreningsklass: | Inga uppgifter | |
| | Öriga bestämmelser: Direktiv 91/155/EEG; medicinsk produkt enligt 93/42/EEG | | |
| 16 | <u>Örig information:</u> | | |
| | Ovan presenterade information motsvarar våra nuvarande kunskaper om produkten. | | |
| | Sammanställningen har gjorts efter bästa förmåga. De uppgifter som lämnats utgör ingen garanti gällande produktens egenskaper. De beskriver bara produkten ur säkerhetsaspekt. De utgör ingen förbindelse i fråga om produktens egenskaper på det sätt som föreligger vid en garanti. | | |