NSK

50 VUOTTA SUOMESSA



NSK Messutarjoukset

VOIMASSA VAIN 5.–12.11.2026



Varios Combi Pro2



M94L

iClave24



Maksimaalinen suorituskyky

UUTUUS

Ti-Max Z99L

Ergonomiaa, kestävyyttä ja suorituskykyä

Pään koko
ø8,9 × H 13,4 mm

Titaanirunko
DURAGRIP®
pinnoitteella

36 kuukauden
takuu

- Pään koko:
  ø8,9 × H 13,4 mm
- Titaanirunko naarmuuntumista estävällä DURAGRIP®-pinnoitteella
- Keraamiset laakerit
- Mikrosuodatin
- Kaksisuuntainan sprayjäähdytys
- Lämpenemistä estävä järjestelmä
- 100° pään kulma



Z99L
Til.nro CA13140001

1 kpl 1099 e
2 kpl tai useampi
828 e /kpl

Lue lisää!

UUTUUS

POWER 4 THE HARDER

Uusi S-Max M94L

24 % suurempi
vääntömomentti

Optimoitu
nopeus
zirkonialle

Clean Head
System

M94L
Til.nro CA13170001

699 e
2 kpl tai useampi
649 e /kpl

Nopeampi ja tehokkaampi zirkoniumdioksidin poisto

Zirkoniumdioksidi on erinomainen materiaali hammasrestauraatioihin sen lujuuden ja esteettisyyden ansiosta. Sen suuri kovuus tekee kuitenkin työstämisestä aikaa vievää ja haastavaa. NSK:n uusi kulmakappale tuottaa suuren vääntömomentin, ja sen 1:4-välityssuhde alentaa pyörimisnopeutta mahdollistaen zirkoniumdioksidin sujuvan ja tehokkaan työstön.

24 % suurempi vääntömomentti ja 170 % parempi kestävyys.*
* Verrattuna nykyisiin malleihin



Ti-Max Z

Koe alan johtavan 44 W:n turbiinin vertaansa vailla oleva leikkausteho. Se mahdollistaa zirkoniumdioksidin vaivattoman poistamisen, mikä lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan epämukavuutta. Saatavana myös KaVo® MULTIflex® LUX -liitännälle (KL), Sirona®-pikaliitännälle (SL) ja W&H® Roto Quick® -liitännälle (WL).



Z890KL
Til.nro PA23740001

1 kpl 945 e
2 kpl tai useampi
666 e /kpl



Z990KL
Til.nro PA23750001

1 kpl 945 e
2 kpl tai useampi
666 e /kpl

S-Max M

- Laadukkaat ja edulliset instrumentit kestävillä komponenteilla
- Kapea muotoilu mahdollistaa helpon pääsyn molaarialueelle
- Push button -istukka nopeaan ja turvalliseen poran vaihtoon
- Jopa 26 W teho alhaisella tärinä- ja melutasolla
- Hiekkapuhallettu ruostumaton teräs varmistaa pitävän otteen

Saatavana myös KaVo® MULTIflex® LUX -liitännälle (KL), Sirona®-pikaliitännälle (SL) ja W&H® Roto Quick® -liitännälle (WL).



M900KL
Til.nro P1258001

1 kpl 585 e
2 kpl tai useampi
380 e /kpl



M800KL
Til.nro P1257

1 kpl 585 e
2 kpl tai useampi
380 e /kpl

Vertaansa vailla oleva teho

Ti-Max Z Turbin Z990 / Z890

Maailman tehokkain turbiini 44W*

*Z990L, ilmanpaine 0,42 Mpa

- Ylivertainen teho! 44 W
- Quickstop
- Dynamic Power System parantaa turbiinin tehokkuutta ja lyhentää työskentelyaikaa
- Duragrip, luistamaton ja naarmuuntumista estävä pinta
- Titaanirunko
- 4-piste vesijäähdytys
- Yhteensopiva kaikkien liitäntöjen kanssa

Quickstop

Ylivertainen teho!
44 W

24 kuukauden
takuu



Lue lisää

Kulmakappaleet

Ti-Max Z

Z-sarjan pienikulmaiset instrumentit on suunniteltu optimaalisesti tarjoamaan entistä paremman näkyvyyden ja pääsyn hoitoalueelle. Erittäin pienten instrumenttipäiden ja NSK:n kaikkien aikojen kapeimpien kaulojen ansiosta ulotut vaivattomasti myös vaikeasti saavutettaville alueille. Äänitaso on mahdollisimman alhainen ja tärinä lähes huomaamatonta. Z-sarjan instrumentit on valmistettu titaanista ja päällystetty kestävällä NSK Duragrip -pinnoitteella.



Valolla 1:1

Z25L

- 1:1 valollinen sininen kulmakappale

Til.nro C1038

1 kpl 699 e
2 kpl tai useampi
530 e /kpl



Valolla 1:5

Z95L

- 1:5 valollinen punainen kulmakappale

Til.nro C1034

1 kpl 999 e
2 kpl tai useampi
818 e /kpl



Valolla 4:1

Z15L

- 4:1 valollinen vihreä kulmakappale

Til.nro C1039

1 kpl 799 e
2 kpl tai useampi
606 e /kpl

S-Max M

S-Max-pienikulmainen instrumenttisarja tarjoaa luotettavaa toimintaa, korkeaa suorituskykyä sekä erittäin kestävät sisäiset komponentit. Sen muotoilu on virtaviivainen ja siro. Istukkajärjestelmä tekee poran vaihdosta helppoa ja turvallista. M95-, M25- ja M15-kulmakappaleet ovat saatavilla sekä valolla että ilman valoa, kun taas M65-malli on saatavana ainoastaan ilman valoa.



Valolla 1:5

M95L

- 1:5 valollinen punainen kulmakappale

Til.nro C1023001

1 kpl
699 e
2 kpl tai useampi
540 e /kpl



Valolla 1:1

M25L

- 1:1 valollinen sininen kulmakappale

Til.nro C1024001

1 kpl
549 e
2 kpl tai useampi
425 e /kpl



Valoton 1:1

M65

- 1:1 valoton suora käsikappale

Til.nro H1008001

1 kpl
399 e
2 kpl tai useampi
349 e /kpl



Valoton 4:1

FX57m

- 4:1 valoton vihreä kulmakappale

Til.nro C1054001

309 e

FX58m snap-on

- 4:1 valoton vihreä prophykappale

Til.nro CA13210001

350 e

Ti-Max X55

- Kulmakappale approksimaaliseen hiontaan (IPR)
- Poistaa hampaan kovakudosta hellävaraisesti hampaiden välistä
- Luo tilaa ja korjaa hampaiden asentoa
- Mahdollistaa tarkan ja hallitun hampaiden asemoinnin
- Tärkeä ortodontiassa, erityisesti oikomishoitojen ja -kojeiden yhteydessä



Saatavana myös valolla Ti-Max X55L

Valoton 4:1

Ti-Max X55

- 4:1 valoton vihreä kulmakappale

Til.nro C618001

489 e

Varios Combi Pro2

UUTUUS

TÄYDELLINEN RATKAISU ULTRAÄÄNI- JA JAUHEPUHDISTUKSEEN
SUPRA- JA SUBGINGIVAALISIIN HOITOIHIN

3-in-1-järjestelmä: ultraäänihoito hellävaraisella iPiezo-teknologialla sekä jauhepuhdistustoiminto.

Varios Combi Pro2 sisältää:
- Ohjausyksikkö
- Ultraääniyksikkö LED-valollisella titaanikäsikappaleella
- Jauhepuhdistin supragingivaalisiin hoitoihin
- Langaton monitoimijalkakytkin
- Kärjet G4, G8 ja G16
- Tarvikkeet
- Veden lämmitys kehonlämpöiseksi



Varios Combi Pro2
Til.nro Y1500505
4527 e
+

SOFT Pearl puhdistusjauhe
4 x 250 g
Til.nro Y1500721

PAKETTITARJOUS 1



Varios Combi Pro2
ultraääni-jauhepuhdistin supragingivaalisiin hoitoihin



\+ Varios Combi Pro2 Perio Set (Supra- ja subgingivaaliseen hoitoon)

\+ **iCart2 Prophy**



\+ SOFT Pearl 4 x 250 g



6320 e

PAKETTITARJOUS 2

Varios Combi Pro2
ultraääni-jauhepuhdistin supragingivaalisiin hoitoihin



\+ Varios Combi Pro2 Perio Set (Supra- ja subgingivaaliseen hoitoon)



\+ **iCart2 Prophy**



\+ SOFT Pearl 4 x 250 g
JET-kärkisuutin
b.clean



6472 e

PAKETTITARJOUS 3



Varios Combi Pro2
ultraääni-jauhepuhdistin supragingivaalisiin hoitoihin



\+ Varios Combi Pro2 Perio Set (Supra- ja subgingivaaliseen hoitoon)

\+ Varios Combi Pro 2 LED käsikappale titaani



5908 e



Kun Varios Combi Pro2:sta tuli mainos vastaanotolle, innostuin siitä heti ja koulutuspäivillä menin heti tutustumaan laitteeseen. En todellakaan tarvinnut paljoa myyntipuheita kun tein jo ostopäätöksen.

Tällä työkokemuksella joka minulla on, suosittelen ehdottomasti Varios Combi Pro2 ultraääni-jauhepuhdistin-yhdistelmälaitetta.

Jatta Pitkänen Suuhygienisti

Suuhygienia

Varios 970

ULTRAÄÄNILAITE

- iPiezo-moottori takaa vakaan tehon tuoton
- Erittäin ohut ja kevyt käsikappale kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Laaja kärkivalikoima profylaksiaan, parodontologiaan, endodontiaan ja restoratiivisiin hoitoihin
- LED-valolla
- 2 nestepulloa + ulkoinen vesi

Ultraäänilaite Valolla

Varios 970 LUX
Til.nro Y1001168

- **Varios 970 Complete Set sisältää:**
- Ohjausyksikkö
- Twin-Led käsikappale
- Jalkakytkin
- 3 ultraäänikärkeä (G4, G8, G16)
- 2 nestepulloa

Varios 970 LED

\+ Varios 2 LED 170 570 970 käsikappale

2220 e





Prophy- ja Perio käsikappaleet
Varios Combi Pro / Combi Pro2 Prophy käsikappale
Til.nro T1074001
Varios Combi Pro / Combi Pro2 Perio käsikappale
Til.nro T1077001

1 kpl 247,56 e
2 kpl tai useampi
164,50 e /kpl







Varios Combi Pro2 2 LED käsikappale titaani
Til.nro EA1203X050

1 kpl 949,85 e
2 kpl tai useampi
587 e /kpl

Varios 2 LED 170 570 970 käsikappale
Til.nro E351050

1 kpl 857,45 e
2 kpl tai useampi
571,50 e /kpl

TILA	POWDER KIT	KÄSIKAPPALE + SUUTIN	KÄYTTÖ	JAUHE
PROPHY MODE	PROPHY			
				
				
PERIO MODE	PERIO			
				

Suuhygienia

HAMMASKIVENPOISTO





G1
Kova supragingivaalinen hammaskivi



G2
Bukkaalinen ja linguaalinen hammaskivi, komposiitti, hammaskorut, oikomiskiinnikkeet jne.



G3
Bukkaalinen ja linguaalinen hammaskivi, komposiitti, hammaskorut, oikomiskiinnikkeet jne.



G6
Sub- ja supragingivaalinen hammaskivi



G16
Yleiskärki

PERIO





P1
Hellävarainen (biofilmi, pehmeä hammaskivi)



P10
Tehokas



P20
Implantit



P40/41
Ientaskujen huuhtelu



P11L
Hammaskiven poisto approksimaalisesti sekä molaarialueilla




P11R
Hammaskiven poisto approksimaalisesti sekä molaarialueilla



P25L
Furkaatiot



P25R
Furkaatiot



Skannaa QR-koodi ja tutustu koko kärkivalikoimaan!

MINIMAALI-INVAASIIVINEN KONSERVOIVA HOITO / PREPAROINTI






G62D
Minimaali-invasiivinen konservoiva hoito / preparointi



G68D
Minimaali-invasiivinen konservoiva hoito / preparointi

YLEISKÄRJET





G95
Periotome extraction

V-KÄRJET





V30
Adapteri, 120° kulma
Sisältää E Tip -kärjenvaihtotyökalun



V-G77
Viimeistelyyn ja kiillotukseen

Taloudelliset kärkisetit 6 kpl

Til.nro Y900501 Varios G1
Til.nro Y900502 Varios G4
Til.nro Y900503 Varios G6
Til.nro Y1002163 Varios G8
Til.nro Y1002164 Varios G9

215 e



Til.nro Y1003898 Varios G16
(vain Varios 970 -laitteelle)

225 e

Suuhygienia

Prophy-Mate neo

SUPRAGINGIVAALINEN JAUHEPUHDISTIN

Prophy-Mate neo on saatavana liitännöillä NSK PTL, KaVo MULTIflex, Sirona, W&H Roto Quick ja Bien-Air Uniflex.

PAKETTITARJOUS

Prophy-Mate neo



\+ Prophy-Mate neo-lisäkäsikappale



\+ **FLASH pearl**
4 x 300g
(Kalsiumpohjainen puhdistusjauhe)



1174 e



Prophy-Mate neo
813 e

NSK PTL-liitäntä	Til.nro Y135029
KaVo® MULTIflex® LUX liitäntä	Til.nro Y135030
W&H® Roto Quick® liitäntä	Til.nro Y135032

Perio-Mate

SUBGINGIVAALINEN JAUHEPUHDISTIN



Perio-Mate on saatavana liitännöillä NSK PTL, KaVo MULTIflex, Sirona, W&H Roto Quick ja Bien-Air Uniflex.

PAKETTITARJOUS

Perio-Mate



\+ Perio-Mate-lisäkäsikappale



\+ **Perio Mate-jauhe**
2 x 160 g
(Glysiinipohjainen puhdistusjauhe)



1269 e



Perio-Mate
937 e

NSK PTL liitäntä	Til.nro Y1002654
KaVo® MULTIflex® LUX liitäntä	Til.nro Y1002655
W&H® Roto Quick® liitäntä	Til.nro Y1002657

MEGAPACK

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

PAKETTITARJOUS

2199 e

Surgic Pro2

Tehokas ja luotettava, nyt useilla uusilla ominaisuuksilla:

- Kevyempi ja pienempi moottoriyksikkö
- Helppo asetusten säätö ja arvojen seuranta suuren näytön kautta
- Uusi värillinen LED-tekniikka, luonnollisempi värintoisto
- Langattomat Bluetooth-yhteydet jalka-kytkimeen, Osseo100(+):aan ja iPadeihin
- iPadiin yhdistettynä arvoja voidaan seurata reaaliajassa ja tallentaa
- Laite voidaan yhdistää langattomasti myös VarioSurg 3- ja VarioSurg 4 -järjestelmiin.



Surgic Pro2

Til.nro Y1004195

- **Implanttikulmakappale X-SG20L (20:1) valolla.**
- Johdoton jalkakytkin
- Valollinen mikromoottori

Surgic Pro2
3820 e

PAKETTITARJOUS 1

Surgic Pro2 valolla
Til.nro Y1004195

X-SG20L vihreä kulmakappale valolla Til.nro C1003001

\+ Kirurginen käsikappale **X-SG65L** (1:1) Til.nro H1009001

3970 e

PAKETTITARJOUS 2

Surgic Pro2 valolla
Til.nro Y1004195

X-SG20L vihreä kulmakappale valolla Til.nro C1003001

\+ Surgic Pro2 LED mikromoottori + johto Til.nro Y1004211

4640 e

PAKETTITARJOUS 3

Surgic Pro2 valoton
Til.nro Y1004196

SG20 vihreä kulmakappale valoton Til.nro C1010001

\+ **SGS-ES** sininen käsikappale (1:1) Til.nro H264

3689 e

PAKETTITARJOUS 4

Surgic Pro2 valoton
Til.nro Y1004196

SG20 vihreä kulmakappale valoton Til.nro C1010001

\+ Surgic Pro2 valoton mikromoottori + johto Til.nro Y1004212

3229 e

Kirurgia

Uusi VarioSurg 4

PIEZOKIRURGINEN YKSIKKÖ SUU- JA LEUKAKIRURGIAAN








tupla LED-lamput

Sisältää:
- Basic H-S kärkisetti sisältää kärjet H-SG1-SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 ja sterilointikasetti





VarioSurg 4

Complete set, Basic H-S-setti ja sterilointikasetti

6702 e

- Älykäs ja intuitiivinen ohjauspaneeli
- Burst Mode kolmella eri taajuustasolla
- Tehokas käsikappale erittäin ohuella muotoilulla
- Säädettävä valoteho
- Laaja ja monipuolinen kärkivalikoima
- Hiljainen ja tehokas vesipumppu
- Yhdistettävissä langattomaan jalkakytkimeen
- Yhteys Surgic Pro2:n ja VarioSurg 4:n välillä




Kirurgiset kärjet



H-SG1



SG7D



SG16A



SG15B



SG17



SG11



SG15D



G1-S



MST1
UUSI




MRE2
UUSI



SG12
UUSI



P25L-S



E30RD-S



P20-S



E30LD-S



E31D

Katso koko kärkivalikoima skannaamalla QR-koodi

Osseo 100+

OSSEOINTEGRAATIOTA MITTAAVA LAITE

Osseo100+ auttaa hammaslääkäriä päättämään, milloin implantti voidaan kuormittaa, mittaamalla implantin stabiilisuutta ja osseointegraatiota. Varmuus kuormituksen oikeasta ajankohdasta on erityisen tärkeää lyhyempiä hoitoprotokollia käytettäessä sekä riskipotilaiden, kuten diabeetikoiden, tupakoitsijoiden ja syöpäpotilaiden hoidossa.
Mittaus tehdään yleensä implantin asennuksen yhteydessä sekä ennen kuormitusta, jotta osseointegraation aste voidaan varmistaa.

Osseo 100+

1919 e



Kiinnitä MulTipeg™ implanttiin, ja mittaus valmistuu hetkessä.

Vain 3 vaihetta. Katso video.

The ISQ Scale



ISQ-asteikko
ISQ-asteikko ulottuu arvoista 1–99, ja sillä on vahva korrelaatio implantin mikroliikkeisiin. Ottamalla lähtöarvon implantin asennuksen yhteydessä ja toisen mittausarvon ennen kuormitusta voidaan arvioida osseointegraation astetta.

MulTipeg™

Löydä sopiva MulTipeg



Uudelleen käytettävä MulTipeg™
- Saatavana kaikille tärkeimmille implanttijärjestelmille[4)]
- Kudosystävällinen, kestävää titaania
- 20 x autoklaavattava
- Sopii alustaan optimaalisesti
- Kalibroitu ISQ-standardin mukaisesti™

iSD900

JOHDOTON KIRURGINEN MIKROMOOTTORI
VÄÄNTÖMOMENTIN KALIBROINTIJÄRJESTELMÄLLÄ (TCS)

- Aikaa säästävä automaattisten kiinnitysruuvien ansiosta
- Yleisesti sovellettavissa kaikkiin tunnetuimpiin implantti-järjestelmiin
- Vääntömomentin kalibrointijärjestelmä (TCS)
- Yksilöllisesti säädettävä vääntömomentti 10 ja 40 Ncm välillä
- Valinnaiset nopeudet (15, 20, 25 /min)
- Ergonominen On/Off kytkin
- Käyttäjäystävällinen LCD-näyttö
- Edistyksellinen akku & latausteknologia (induktio)



iSD900
Til.nro **Y1001358**
Kirurginen mikromoottori

1339,10 e

Käsi- ja kulmakappaleet kirurgiaan ja implantologiaan



Valoton 20:1

SG20
- 20:1 vihreä valoton kulmakappale

Til.nro C1010001

639 e



Valoton 1:2

SGS-E2S
- 1:2 punainen valoton käsikappale

Til.nro H266

765 e



Valolla 1:3

X-SG93L
- 1:3 punainen valollinen kulmakappale
- Titaanirunko
- Til.nro C1004001

895 e



Valolla 1:3

Z-SG45L
- 1:3 punainen valollinen kulmakappale
- Titaanirunko
- Päässä 45° kulma
- Til.nro C1107

895 e



Valolla 1:1

X-SG25L
- 1:1 välityssuhde
- Titaanirunko

Til.nro C1011001

609 e



Valolla 1:1

X-SG65L
- 1:1 välityssuhde
- Titaanirunko

Til.nro H1009

699 e



Valoton 1:1

SGS-ES
- 1:1 välityssuhde
- Valoton sininen käsikappale

Til.nro H264

449 e



Valoton 1:1

SGA-ES
- 1:1 välityssuhde
- 20° taivutettu käsikappale

Til.nro H263

659 e

Aika siirtää käyttömukavuus ja turvallisuus uudelle tasolle!



- Markkinoiden hiljaisin autoklaavi
- Nopeat ohjelmat 2 kg – 38 min
- Käsineiden kanssa toimiva kosketusnäyttö
- Luotettava jäljitettävyys

36 kuukautta

1 vuoden lisätakuu iClave18 tai iClave24

Rajoitettu tarjousaika: voimassa vain 1.10.-31.12.2026 tehtyihin ostoihin.Yhteensä 36 kuukauden takuu.

iClave

AUTOKLAAVI LUOKKA B

- Saatavana 18 ja 24 litran malleina
- Ruostumaton teräskammio, optimoitu kuormituskapasiteetti jopa 7 kg
- 5-tasoinen tarjotinjärjestelmä mahdollistaa koko kammion tilan tehokkaan hyödyntämisen
- Suuri värillinen kosketusnäyttö käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä
- Tietojen tallennus USB-muistille tai Ethernet-yhteyden kautta
- Käytettävissä 5 ohjelmaa (B Universal, B Prion, B Fast, B121 ja S Fast)



iClave18

sis. vesijärjestelmä **Demin30**

Til.nro 91812B100 + 98001000

5600 e

iClave24

sis. vesijärjestelmä **Demin30**

Til.nro 92412B0100 + 98001000

5800 e

Hygienia ja välinehuolto

iCare+

AUTOMAATTINEN JÄRJESTELMÄ INSTRUMENTTIEN PUHDISTUKSEEN, DESINFIOINTIIN JA VOITELUUN

Kaikki, mitä tarvitset käsin- ja kulmakappaleiden korkeatasoiseen puhdistukseen, voiteluun ja desinfiointiin. iCare+ puhdistaa, desinfioi ja voitelee samanaikaisesti jopa neljä instrumenttia.



C3
Til.nro S103001
Sisältää 3 adapteria käsi- ja kulmakappaleille + 1 turbiiniadapterin.

5590 e

PAKETTITARJOUS 1

iCare+ C3
Til.nro S103001

\+ **iClave24**
Til.nro 92412B0100

\+ **Demin30 kit**
Til.nro 98001000



10 980 e

PAKETTITARJOUS 2

iCare C3
Til.nro Y1002788

\+ **iClave24**
Til.nro 92412B0100

\+ **Demin30 kit**
Til.nro 98001000



7460 e



VIVA ace

KANNETTAVA HAMMASHOITOYKSIKKÖ

VIVA ace sisältää:

- Harjaton LED-mikromottoori NLX plus endotoiminnoilla
- Monikäyttöinen ultraäänilaite Varios 170 LED
- Valoton kolmitoimiruisku
- Syljenimu
- Suurikokoinen näyttö



VIVA ace
Til.nro Y1003773

10 640 e

Paino vain 8,5 kg

VIVAMATE G5

KANNETTAVA MIKROMOOTTORI
VALOLLA LIIKKUVAAN KÄYTTÖÖN

Langaton

Tätä langatonta mikromoottoria/laitetta voidaan käyttää missä tahansa sen tehokkaiden akkujen ansiosta. Akut toimivat täysin ilman verkkovirtaa jopa 2 tunnin ajan. Pyörimisnopeusalue on 3 000-30 000 kierrosta minuutissa, joten laite soveltuu kaikenlaisiin hammaslääketieteellisiin käyttökohteisiin, kun sitä käytetään oikean käsi- tai kulmakappaleen kanssa.





VivaMate G5 Set
Til.nro Y1002801

1500 e

iPex II

JUURIKANAVAMITTARI

- Tarkka juurikanavan mittaus SmartLogic-teknologian avulla
- Toimii kaikissa olosuhteissa, myös kuivissa, kosteissa ja verisissä juurikanavissa.



iPex II

Til.nro Y141-251

714 e

Iso E-LUX

VALOSONDI

- Valosondi mikromoottoriliitännällä
- Sopii kaikkiin ISO-standardin mikromoottoreihin
- Sopii vastaanoton hoitoyksiköihin ja liikuteltaviin mobiiliyksiköihin



isoE-LUX

Til.nro Z1265001

260 e

ULTIMATE XL

HARJATON MIKROMOOTTORI

- Pyörimisnopeus 1000–50000 rpm
- Kevyt, ergonominen käsikappale
- Erinomainen, tasainen
- Patentoitu pölynsuojamekanismi
- Automaattinen nopeudensäätö
- Vakionopeuden säädin



TORQUE-KÄSIKAPPALE
8,7 Ncm

Polvimalli — Jalkamalli

Pöytämalli — Tornimalli

1580 e

COMPACT-KÄSIKAPPALE
6,0 Ncm

Polvimalli — Jalkamalli

Pöytämalli — Tornimalli

1456 e

Ota yhteyttä!

Pienlaite- ja käsikappalehuolto

Huollamme NSK-instrumentit Unidentin sertifioimassa instrumenttihuollossa. Käytämme NSK-laitteesi korjaukseen aina vain laadukkaimpia alkuperäisosia.

Huollettavat instrumentit voitte lähettää meille osoitteeseen:

UNIDENT OY
Atomitie 5 D, 3. krs
00370 HELSINKI

Muistathan liittää lähetyksen mukaan yhteystietosi ja vikailmoituksen.

Pienlaitteesi kulkeutuu kätevästi huoltoomme huoltopussissa (alle 3 cm paksut lähetykset)!

Tilaa huoltopussit osoitteesta info@unident.fi

Yhteystiedot
Pienlaite- ja käsikappalehuolto,
p. 020 177 2375, huolto@unident.fi



Messutarjoukset voimassa 5.-12.11.2026

TILAUKSET:

info@unident.fi
Asiakaspalvelu p. 020 177 2300
Laitteet ja kalusteet p. 020 177 2372
Verkkokauppa: unident.fi

NSK
50 VUOTTA SUOMESSA

UNIDENT®
We back you up